

Das Phonak Zubehör-Portfolio.

Steigern Sie die Leistung Ihrer Hörsysteme in anspruchsvollen Hörsituationen



Die moderne Hörsystem- technologie bietet in den meisten Alltagssituationen herausragende Hörleistung.

In einigen Hörsituationen, wie z. B. bei lauten Hintergrundgeräuschen, Gespräche in Gruppen, bei einem größeren Abstand zum Sprecher oder beim Fernsehen, kann es mitunter trotzdem zur Herausforderung werden, Gesprächen zu folgen. Phonak bietet eine Reihe von Zubehörlösungen an, die Ihr Hörvermögen in bestimmten Situationen weiter verbessern und die Bedienung Ihrer Hörsysteme erleichtern.

Phonak Mikrofone und Multimedia.



Phonak Mikrofone.



Phonak Mikrofone tragen zu einem besseren Sprachverstehen in vielen Situationen bei. Insbesondere in Hörsituationen in lauten Umgebungen und bei Gesprächen über eine größere Distanz. Die Sprache wird dabei vom Mikrophon aufgenommen und direkt an die Hörsysteme oder Cochlea Implantate übertragen.



Abbildung in Originalgröße

Für Gespräche
mit einem
Gesprächspartner

Phonak PartnerMic™ – Das diskrete und leicht bedienbare Mikrophon, damit Sie Ihren Gesprächspartner besser verstehen

Phonak PartnerMic ist ein diskretes und leicht bedienbares Mikrophon – optimal für Gespräche mit einer Person in geräuschvollen Umgebungen. Stecken Sie es an der Kleidung des Gesprächspartners fest, ohne sich um die Positionierung Gedanken zu machen. Dank der Phonak AirStream™ Technologie wird Sprache nun direkt auf Ihre Phonak Lumity oder Paradise Hörsysteme übertragen. Dazu ist kein zusätzliches Gerät erforderlich.

Für Gespräche
mit einem
Gesprächspartner
& Multimedia



Abbildung in
Originalgröße

Roger™ Clip-On Mic – Das praktische Roger Ansteckmikrofon für Gespräche in herausfordernden Hörsituationen und über Distanz

Das Roger Clip-On Mic ist ein leichtes Ansteckmikrofon, das sich besonders für Einzelgespräche eignet. Es funktioniert direktional und ermöglicht damit dem Benutzer, sich auf einen Gesprächspartner zu konzentrieren. Zudem kann es den Ton von Multimedia-Geräten, wie z. B. Fernsehern, an die Hörsysteme übertragen.



Für alle
Hörsituationen

Roger On™ – Das einzigartige Mikrofon für den täglichen Gebrauch

Roger On ist ein Mikrofon für alle Gespräche, die in geräuschvollen Umgebungen oder auf Distanz geführt werden. Die Steuerung ist auch über die myRogerMic App möglich.

Mit Roger On können Sie sich bei der Arbeit, im Unterricht oder beim Zusammensein mit Ihren Freunden flexibel auf das Gespräch konzentrieren, das wirklich wichtig ist.

Es passt sich automatisch an die Hörsituation an und wechselt den Modus, je nachdem ob es auf einem Tisch platziert, an der Kleidung befestigt oder in der Hand gehalten wird.

Für Gruppen-
gespräche



Abbildung in
Originalgröße

Roger Select™ – Entwickelt um die Qualität von Gesprächen in einer Gruppe zu verbessern

Was Roger Select so einzigartig macht, ist die innovative MultiBeam Technologie, die speziell für den Einsatz in Gruppengesprächen entwickelt wurde. Sie verbessert Ihre Hörleistung in diesen Situationen, egal aus welcher Richtung das Sprachsignal kommt.

Es bietet zusätzlich eine Bluetooth-Anbindung für Gespräche über Mobiltelefone und kann den Ton von Multimedia-Geräten, wie z. B. Fernsehern, an die Hörsysteme übertragen.

Für das Büro
gemacht

Roger Table Mic II – Wenn Ihr Fokus auf Ihrer Arbeit und nicht auf dem Hören liegt

Das Roger Table Mic II unterstützt Berufstätige, die regelmäßig an Meetings teilnehmen. Dieses einzigartige Mikrofon erfasst Sprache wie kein anderes und wechselt automatisch zwischen den Gesprächsteilnehmern. Bei größeren Meetings können mehrere Roger Table Mic II Mikrofone miteinander verbunden werden. Zudem kann es den Ton von Multimedia-Geräten, wie z. B. Fernsehern, an die Hörsysteme übertragen.



Abbildung in
Originalgröße



Abbildung in
Originalgröße

Phonak TV Connector – Der benutzerfreundliche Streamer zum Fernsehen und Musik hören

Der Phonak TV Connector ist ein Wireless-Hörsystemzubehör, das den Ton von TV- oder Audiogeräten direkt an Ihre Hörsysteme streamt. So werden Ihre bluetoothfähigen Hörsysteme in drahtlose Stereo-Kopfhörer verwandelt.

Der TV Connector überträgt Audiosignale über eine Distanz von bis zu 15 Metern an eine unbegrenzte Anzahl an verbundenen Zuhörern gleichzeitig auf beide Hörsysteme.

Eine einfache Plug-and-Play-Schnittstelle für die direkte Anbindung von TV-Geräten und anderen Audioquellen an Lumity, Paradise und Marvel Hörsysteme.



Fernbedienungen und Apps.





Phonak RemoteControl

Phonak RemoteControl ist eine leicht bedienbare, diskrete Fernbedienung für Ihre HdO- und RIC-Hörsysteme zur einfachen Programm- und Lautstärkeänderung.

Abbildung in Originalgröße



Abbildung in Originalgröße

Phonak MiniControl

Die kleine Fernbedienung für Im-Ohr-Ohrsysteme mit einfacher Handhabung. Je nachdem, was in Ihren Phonak Im-Ohr-Hörsystemen hinterlegt wurde, können Sie mit der MiniControl:

- Ihre Hörsysteme leiser stellen
- Ihre Hörsysteme lauter stellen
- Die Programme in Ihren Hörsystemen anwählen

Wenn Sie Phonak MiniControl erstmalig einsetzen, lassen Sie von Ihrem Hörakustiker festlegen, welche der oben genannten Funktionen diese übernehmen soll.



Phonak Apps.



myPhonak App

Steuern und personalisieren Sie Ihr Hörerlebnis mit der intuitiven Smartphone-App, die auch die Erfassung von Gesundheitsdaten ermöglicht.




myRogerMic App

Mit der myRogerMic App können Sie Roger On über Ihr Smartphone steuern. So können Sie Ihre Mikrofoneinstellungen je nach Umgebung und persönlichen Vorlieben anpassen.

myPhonak Junior App

Die Welt in den Händen Ihrer kleinen Kunden. Die myPhonak Junior App ist einfach zu bedienen und speziell für Kinder entwickelt.





Phonak Ladegeräte.



Phonak Ladegeräte.



Phonak Charger Ease

In diesem kleinen und kompakten Ladegerät lassen sich Audéo Lumity-R und -RT Hörsysteme in nur drei Stunden aufladen.



Phonak Life Charger

Induktives Ladegerät für Audéo Life Hörsysteme der Plattformen Phonak Paradise und Phonak Lumity. (Ohne integrierten Akku)



Phonak Charger Case Go

Das exklusiv für Audéo Life Hörsysteme der Plattformen Phonak Paradise und Phonak Lumity entwickelte induktive Ladegerät verfügt über einen integrierten Akku, der die Hörsysteme bis zu dreimal aufladen kann.

Phonak Charger Case Combi

Ladegerät und schützendes Hartschalenetui für RIC-Hörsysteme. Zusammen mit dem Phonak Power Pack auch unterwegs aufladen.



Phonak Charger Combi BTE

Ladegerät und schützendes Hartschalenetui für HdO-Hörsysteme. Zusammen mit dem Phonak Power Pack auch unterwegs aufladen.

Phonak Power Pack

Um wiederaufladbare Hörsysteme unterwegs aufzuladen, bringen Sie das Phonak Power Pack einfach an der Unterseite des Phonak Charger Case Combi oder des Phonak Charger Combi BTE an.



Phonak Charge and Care

Phonak Charge and Care ist ein Ladegerät, das Hörsysteme mittels aktiver Belüftung trocknet und mit UV-Licht behandelt.

life is on

Seit 1947 setzt sich Phonak dafür ein, Menschen den Zugang zu neuen Klangwelten zu eröffnen und so zu ihrem emotionalen, körperlichen und sozialen Wohlbefinden beizutragen. Wir glauben, die Fähigkeit gut zu hören ist eng mit dem Wohlbefinden verknüpft und trägt damit maßgeblich dazu bei, das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Heute bietet Phonak das vielfältigste Portfolio an innovativen Hörlösungen. Phonak arbeitet eng mit Hörakustikern zusammen und konzentriert sich dabei auf das Wesentliche: ein besseres Sprachverstehen, eine höhere Lebensqualität und eine positive Wirkung auf die Gesellschaft als Ganzes.

www.phonak.de