

Phonak CROS Lumity.

Glanzvolle Gespräche für alle.





Die Welt ist strahlender

CROS-Träger auf die Frage, welchen Vorteil
CROS bietet*

*bei Verwendung eines CROS-Systems gegenüber unversorgt.

Glanzvolle Gespräche für alle

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie Gespräche genießen können, egal aus welcher Richtung sie kommen. Eine Welt, in der Sie alle Wörter erfassen und jeden Moment voll und ganz miterleben können. Menschen mit nicht versorgbarem Hörverlust auf einem Ohr haben leicht das Gefühl, dass die Welt nur noch einseitig existiert.

Phonak CROS Lumity bietet eine Lösung für Menschen mit nicht versorgbarem Hörverlust auf einem Ohr und normalem Hörvermögen oder versorgbarem Hörverlust auf dem anderen Ohr.

Unsere CROS Lumity Lösungen nutzen unsere innovative Technologie, um Ihnen die Welt auf eine neue Art und Weise und von allen Seiten zugänglich zu machen.



Nehmen Sie am Gespräch teil, egal aus welcher Richtung es kommt



Mehr über CROS L erfahren

Das CROS Lumity System mit Phonak SmartSpeech™ Technologie beinhaltet eine wegweisende Funktion, die speziell für die Verbesserung des Sprachverstehens auch in lauten anspruchsvollen Hörsituationen entwickelt wurde.

Unser CROS-System kann sich Ihrer Umgebung automatisch in Echtzeit anpassen. In Kombination mit einem wireless Roger-Mikrofon können Sie über Distanz und im Störgeräusch besser hören.

CROS Lumity ist benutzerfreundlich: Sie müssen es lediglich einschalten und es erkennt automatisch Klänge von beiden Seiten.

¹ Snapp, H. A., Hoffer, M. E., Liu, X. & Rajguru, S. M. (2017a). Effectiveness in Rehabilitation of Current Wireless CROS Technology in Experienced Bone-Anchored Implant Users. *Otol Neurotol*, 38(10), 1397-1404.

² Picou, E. M., Davis, H., Lewis, D. & Tharpe, A. M. (2020). Contralateral Routing of Signal Systems Can Improve Speech Recognition and Comprehension in Dynamic Classrooms. *J Speech Lang Hear Res*, 63(7), 2468-2482. https://doi.org/10.1044/2020_JSLHR-19-00411



Warum sollten Sie ein CROS-System tragen?

CROS L nimmt die Klänge am nicht versorgbaren Ohr auf und sendet sie wireless an ein kompatibles, wiederaufladbares Phonak Hörsystem, das am besser hörenden Ohr getragen wird.

Untersuchungen zeigen:

- Verbessertes Sprachverstehen im Störgeräusch
- Verbessertes Sprachverstehen bei diffusen Störgeräuschen
- Befragte geben an, dass sich die Qualität ihres Hörerlebnisses verbessert^{1,2}

Ihr Hörvermögen ist individuell

Wir bei Phonak glauben, dass Hören individuell ist. Darum bieten wir die myPhonak und myPhonak Junior App an. Diese innovativen Apps ermöglichen es Ihnen, Ihre Hörerfahrung so zu personalisieren, dass Sie ganz in Ihre Lieblingsklänge eintauchen können.

Mit unserer großen Auswahl an modernen Farboptionen können Sie Ihre Individualität zeigen und gleichzeitig die Vorteile von besserem Hören genießen. Da CROS Lumity wiederaufladbar ist, entfällt der lästige Batteriewechsel.



Sand
Beige



Sandelholz



Kastanie



Champagner



Silbergrau



Graphit-
Grau



Samt-
Schwarz



Electric
Green



Caribbean
Pirate



Precious
Pink

Verbinden Sie sich mit der Welt um Sie herum

Das Phonak CROS Lumity System bietet universelle Bluetooth®-Konnektivität mit zahlreichen Geräten, einschließlich Smartphones, Tablets, Laptops und mehr.

Einfache Bedienung

Dank Tap Control können Sie sich mit Leichtigkeit mit der Welt um Sie herum verbinden. Genießen Sie freihändiges Telefonieren.*

* Bei Kopplung mit Audéo L-R, L-RT, Naida L-PR oder Sky L-PR Hörsystemen



Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG erfolgt unter Lizenz.

life is on

Seit 1947 setzt sich Phonak dafür ein, Menschen den Zugang zu neuen Klangwelten zu eröffnen und so zu ihrem emotionalen, körperlichen und sozialen Wohlbefinden beizutragen. Wir glauben, die Fähigkeit gut zu hören ist eng mit dem Wohlbefinden verknüpft und trägt damit maßgeblich dazu bei, das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Heute bietet Phonak das vielfältigste Portfolio an innovativen Hörlösungen. Phonak arbeitet eng mit Hörakustikern zusammen und konzentriert sich dabei auf das, was wirklich wichtig ist: Verbessertes Sprachverstehen, mehr Lebensqualität und einen positiven Effekt auf die Gesellschaft als Ganzes.

www.phonak.de



028-2541-01/V1.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG. All rights reserved.