

Hilfsmittelnnummern und Kategorien Berufsgenossenschaft (BG)

9 BERNAFON ALPHA XT

Hinter-dem-Ohr

	Hilfsmittelnnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Bernafon Alpha XT 9 miniRITE T 60	13.20.22.3616	312	105/36	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 9 miniRITE T 85	13.20.22.3613	312	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 9 miniRITE T 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5193	312	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 9 miniRITE T 100	13.20.22.3623	312	123/57	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 9 miniRITE T 105 Power Otoplastik	13.20.22.3622	312	127/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 9 miniRITE T R 60	13.20.23.9596	312+	106/36	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 9 miniRITE T R 85	13.20.23.9595	312+	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 9 miniRITE T R 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.24.5073	312+	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 9 miniRITE T R 100	13.20.23.9590	312+	124/57	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 9 miniRITE T R 105 Power Otoplastik	13.20.23.9593	312+	127/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 9 miniBTE T	13.20.22.3609	312	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 9 miniBTE T Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5189	312	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 9 miniBTE T R	13.20.23.9587	13	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 9 miniBTE T R Tinnitus-Kombigerät	13.20.24.5069	13	123/54	ja	ja	3

7 BERNAFON ALPHA XT

Hinter-dem-Ohr

	Hilfsmittelnnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Bernafon Alpha XT 7 miniRITE T 60	13.20.22.3621	312	105/36	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 7 miniRITE T 85	13.20.22.3615	312	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 7 miniRITE T 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5194	312	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 7 miniRITE T 100	13.20.22.3620	312	123/57	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 7 miniRITE T 105 Power Otoplastik	13.20.22.3614	312	127/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 7 miniRITE T R 60	13.20.23.9594	312+	106/36	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 7 miniRITE T R 85	13.20.23.9591	312+	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 7 miniRITE T R 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.24.5074	312+	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 7 miniRITE T R 100	13.20.23.9597	312+	124/57	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 7 miniRITE T R 105 Power Otoplastik	13.20.23.9598	312+	127/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 7 miniBTE T	13.20.22.3611	312	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 7 miniBTE T Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5190	312	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 7 miniBTE T R	13.20.23.9586	13	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 7 miniBTE T R Tinnitus-Kombigerät	13.20.24.5071	13	123/54	ja	ja	3

Hilfsmittelnummern und Kategorien Berufsgenossenschaft (BG)

5 BERNAFON ALPHA XT

Hinter-dem-Ohr

	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Bernafon Alpha XT 5 miniRITE T 60	13.20.22.3612	312	105/36	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 5 miniRITE T 85	13.20.22.3619	312	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 5 miniRITE T 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5192	312	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 5 miniRITE T 100	13.20.22.3618	312	123/57	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 5 miniRITE T 105 Power Otoplastik	13.20.22.3617	312	127/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 5 miniRITE T R 60	13.20.23.9592	312+	106/36	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 5 miniRITE T R 85	13.20.23.9599	312+	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 5 miniRITE T R 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.24.5072	312+	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 5 miniRITE T R 100	13.20.23.9589	312+	124/57	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 5 miniRITE T R 105 Power Otoplastik	13.20.23.9588	312+	127/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 5 miniBTE T	13.20.22.3610	312	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 5 miniBTE T Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5191	312	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 5 miniBTE T R	13.20.23.9585	13	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha XT 5 miniBTE T R Tinnitus-Kombigerät	13.20.24.5070	13	123/54	ja	ja	3

*Angaben bei HdO Geräten gemessen mit Hörwinkel.

Hilfsmittelnnummern und Kategorien Berufsgenossenschaft (BG)

9 BERNAFON ALPHA

Hinter-dem-Ohr

	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Bernafon Alpha 9 miniRITE T 60	13.20.22.2593	312	105/36	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 miniRITE T 85	13.20.22.2597	312	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 miniRITE T 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.3613	312	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 miniRITE T 100	13.20.22.2590	312	123/57	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 miniRITE T 105 Power Otoplastik	13.20.22.2595	312	127/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 miniRITE T R 60	13.20.22.9382	312+	106/36	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 miniRITE T R 85	13.20.22.9383	312+	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 miniRITE T R 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.8346	312+	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 miniRITE T R 100	13.20.22.9380	312+	124/57	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 miniRITE T R 105 Power Otoplastik	13.20.22.9381	312+	127/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 miniBTE T	13.20.22.2791	312	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 miniBTE T Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.3657	312	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 miniBTE T R	13.20.22.9990	13	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 miniBTE T R Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.8732	13	123/54	ja	ja	3

Im-Ohr

	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Bernafon Alpha 9 ITE HS 75	13.20.22.6724	312	109/46	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 ITE HS 90	13.20.22.6730	312	119/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 ITE HS 100	13.20.22.6727	312	126/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 ITC 75	13.20.22.6725	312	109/46	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 ITC 90	13.20.22.6729	312	119/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5120	312	119/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 ITC 100	13.20.22.6732	312	126/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 9 CIC 75	13.20.22.6726	10	108/47	ja	nein	
Bernafon Alpha 9 CIC 90	13.20.22.6723	10	119/56	ja	nein	
Bernafon Alpha 9 CIC 90 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5118	10	119/56	ja	nein	
Bernafon Alpha 9 IIC 75	13.20.22.6731	10	108/42	nein	nein	
Bernafon Alpha 9 IIC 90	13.20.22.6728	10	119/50	nein	nein	

*Angaben bei HdO Geräten gemessen mit Hörwinkel.

Hilfsmittelnummern und Kategorien Berufsgenossenschaft (BG)

7 BERNAFON ALPHA

Hinter-dem-Ohr

	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Bernafon Alpha 7 miniRITE T 60	13.20.22.2598	312	105/36	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 miniRITE T 85	13.20.22.2594	312	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 miniRITE T 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.3614	312	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 miniRITE T 100	13.20.22.2591	312	123/57	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 miniRITE T 105 Power Otoplastik	13.20.22.2599	312	127/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 miniRITE T R 60	13.20.22.9378	312+	106/36	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 miniRITE T R 85	13.20.22.9379	312+	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 miniRITE T R 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.8345	312+	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 miniRITE T R 100	13.20.22.9376	312+	124/57	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 miniRITE T R 105 Power Otoplastik	13.20.22.9377	312+	127/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 miniBTE T	13.20.22.2792	312	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 miniBTE T Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.1275	312	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 miniBTE T R	13.20.22.9992	13	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 miniBTE T R Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.8734	13	123/54	ja	ja	3

Im-Ohr

	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Bernafon Alpha 7 ITE HS 75	13.20.22.6719	312	109/46	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 ITE HS 90	13.20.22.6716	312	119/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 ITE HS 100	13.20.22.6718	312	126/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 ITC 75	13.20.22.6720	312	109/46	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 ITC 90	13.20.22.6721	312	119/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5123	312	119/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 ITC 100	13.20.22.6717	312	126/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 7 CIC 75	13.20.22.6714	10	109/47	ja	nein	
Bernafon Alpha 7 CIC 90	13.20.22.6713	10	119/56	ja	nein	
Bernafon Alpha 7 CIC 90 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5117	10	119/56	ja	nein	
Bernafon Alpha 7 IIC 75	13.20.22.6722	10	108/43	nein	nein	
Bernafon Alpha 7 IIC 90	13.20.22.6715	10	119/50	nein	nein	

*Angaben bei HdO Geräten gemessen mit Hörwinkel.

Hilfsmittelnummern und Kategorien Berufsgenossenschaft (BG)

5 BERNAFON ALPHA

Hinter-dem-Ohr

	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Bernafon Alpha 5 miniRITE T 60	13.20.22.2596	312	105/36	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 miniRITE T 85	13.20.22.2588	312	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 miniRITE T 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.3612	312	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 miniRITE T 100	13.20.22.2592	312	123/57	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 miniRITE T 105 Power Otoplastik	13.20.22.2589	312	127/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 miniRITE T R 60	13.20.22.9374	312+	106/36	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 miniRITE T R 85	13.20.22.9375	312+	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 miniRITE T R 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.8344	312+	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 miniRITE T R 100	13.20.22.9372	312+	124/57	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 miniRITE T R 105 Power Otoplastik	13.20.22.9373	312+	127/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 miniBTE T	13.20.22.2790	312	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 miniBTE T Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.3659	312	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 miniBTE T R	13.20.22.9993	13	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 miniBTE T R Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.8736	13	123/54	ja	ja	3

Im-Ohr

	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Bernafon Alpha 5 ITE HS 75	13.20.22.6703	312	109/46	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 ITE HS 90	13.20.22.6707	312	119/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 ITE HS 100	13.20.22.6710	312	126/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 ITC 75	13.20.22.6708	312	109/46	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 ITC 90	13.20.22.6705	312	119/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5115	312	119/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 ITC 100	13.20.22.6706	312	126/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 5 CIC 75	13.20.22.6709	10	109/47	ja	nein	
Bernafon Alpha 5 CIC 90	13.20.22.6712	10	119/56	ja	nein	
Bernafon Alpha 5 CIC 90 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5116	10	119/56	ja	nein	
Bernafon Alpha 5 IIC 75	13.20.22.6704	10	108/43	nein	nein	
Bernafon Alpha 5 IIC 90	13.20.22.6711	10	119/50	nein	nein	

*Angaben bei HdO Geräten gemessen mit Hörwinkel.

Hilfsmittelnummern und Kategorien Berufsgenossenschaft (BG)

3 BERNAFON ALPHA

Hinter-dem-Ohr

	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Bernafon Alpha 3 miniRITE T 60	13.20.22.2826	312	105/36	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 miniRITE T 85	13.20.22.2824	312	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 miniRITE T 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.3675	312	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 miniRITE T 100	13.20.22.2822	312	123/57	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 miniRITE T 105 Power Otoplastik	13.20.22.2819	312	127/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 miniRITE T R 60	13.20.23.9027	312+	106/36	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 miniRITE T R 85	13.20.23.9023	312+	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 miniRITE T R 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.8751	312+	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 miniRITE T R 100	13.20.23.9024	312+	124/57	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 miniRITE T R 105 Power Otoplastik	13.20.23.9025	312+	127/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 miniBTE T	13.20.22.2788	312	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 miniBTE T Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.3658	312	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 miniBTE T R	13.20.22.9994	13	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 miniBTE T R Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.8733	13	123/54	ja	ja	3

Im-Ohr

	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Bernafon Alpha 3 ITE HS 75	13.20.22.6700	312	109/46	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 ITE HS 90	13.20.22.6695	312	119/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 ITE HS 100	13.20.22.6702	312	126/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 ITC 75	13.20.22.6698	312	109/46	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 ITC 90	13.20.22.6694	312	119/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5124	312	119/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 ITC 100	13.20.22.6699	312	126/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 3 CIC 75	13.20.22.6697	10	109/47	ja	nein	
Bernafon Alpha 3 CIC 90	13.20.22.6696	10	119/56	ja	nein	
Bernafon Alpha 3 CIC 90 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5122	10	119/56	ja	nein	
Bernafon Alpha 3 IIC 75	13.20.22.6693	10	108/43	nein	nein	
Bernafon Alpha 3 IIC 90	13.20.22.6701	10	119/50	nein	nein	

*Angaben bei HdO Geräten gemessen mit Hörwinkel.

Hilfsmittelnnummern und Kategorien Berufsgenossenschaft (BG)

1 BERNAFON ALPHA

Hinter-dem-Ohr

	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Bernafon Alpha 1 miniRITE T 60	13.20.22.2823	312	105/36	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 miniRITE T 85	13.20.22.2825	312	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 miniRITE T 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.3674	312	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 miniRITE T 100	13.20.22.2820	312	123/57	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 miniRITE T 105 Power Otoplastik	13.20.22.2821	312	127/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 miniRITE T R 60	13.20.23.9022	312+	106/36	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 miniRITE T R 85	13.20.23.9026	312+	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 miniRITE T R 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.8752	312+	117/55	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 miniRITE T R 100	13.20.23.9028	312+	124/57	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 miniRITE T R 105 Power Otoplastik	13.20.23.9021	312+	127/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 miniBTE T	13.20.22.2789	312	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 miniBTE T Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.1999	312	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 miniBTE T R	13.20.22.9991	13	123/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 miniBTE T R Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.8735	13	123/54	ja	ja	3

Im-Ohr

	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Bernafon Alpha 1 ITE HS 75	13.20.22.6687	312	109/46	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 ITE HS 90	13.20.22.6691	312	119/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 ITE HS 100	13.20.22.6683	312	126/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 ITC 75	13.20.22.6686	312	109/46	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 ITC 90	13.20.22.6685	312	119/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 ITC 90 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5121	312	119/54	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 ITC 100	13.20.22.6690	312	126/64	ja	ja	3
Bernafon Alpha 1 CIC 75	13.20.22.6692	10	109/47	ja	nein	
Bernafon Alpha 1 CIC 90	13.20.22.6689	10	119/56	ja	nein	
Bernafon Alpha 1 CIC 90 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5119	10	119/56	ja	nein	
Bernafon Alpha 1 IIC 75	13.20.22.6688	10	108/43	nein	nein	
Bernafon Alpha 1 IIC 90	13.20.22.6684	10	119/50	nein	nein	

*Angaben bei HdO Geräten gemessen mit Hörwinkel.

Hilfsmittelnummern und Kategorien Berufsgenossenschaft (BG)

9 VIRON

Hinter-dem-Ohr	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Viron 9 miniRITE 60	13.20.22.0763	312	105/34	ja	ja	3
Viron 9 miniRITE 85	13.20.22.0764	312	115/54	ja	ja	3
Viron 9 miniRITE 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.1948	312	115/54	ja	ja	3
Viron 9 miniRITE 100	13.20.22.0765	312	123/57	ja	ja	3
Viron 9 miniRITE 105 Power Otoplastik	13.20.22.0766	312	126/63	ja	ja	3
Viron 9 miniRITE T 60	13.20.22.0775	312	105/34	ja	ja	3
Viron 9 miniRITE T 85	13.20.22.0776	312	115/54	ja	ja	3
Viron 9 miniRITE T 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.1951	312	115/54	ja	ja	3
Viron 9 miniRITE T 100	13.20.22.0777	312	123/57	ja	ja	3
Viron 9 miniRITE T 105 Power Otoplastik	13.20.22.0778	312	126/63	ja	ja	3
Viron 9 miniRITE T R 60	13.20.12.9324	312+	105/34	ja	ja	3
Viron 9 miniRITE T R 85	13.20.12.9325	312+	115/54	ja	ja	3
Viron 9 miniRITE T R 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.8093	312+	115/54	ja	ja	3
Viron 9 miniRITE T R 100	13.20.12.9326	312+	123/57	ja	ja	3
Viron 9 miniRITE T R 105 Power Otoplastik	13.20.12.9327	312+	126/63	ja	ja	3
Viron 9 BTE 105	13.20.22.0762	13	131/66	ja	ja	3

7 VIRON

Hinter-dem-Ohr	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Viron 7 miniRITE 60	13.20.22.0767	312	105/34	ja	ja	3
Viron 7 miniRITE 85	13.20.22.0768	312	115/54	ja	ja	3
Viron 7 miniRITE 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.1949	312	115/54	ja	ja	3
Viron 7 miniRITE 100	13.20.22.0769	312	123/57	ja	ja	3
Viron 7 miniRITE 105 Power Otoplastik	13.20.22.0770	312	126/63	ja	ja	3
Viron 7 miniRITE T 60	13.20.22.0779	312	105/34	ja	ja	3
Viron 7 miniRITE T 85	13.20.22.0780	312	115/54	ja	ja	3
Viron 7 miniRITE T 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.1952	312	115/54	ja	ja	3
Viron 7 miniRITE T 100	13.20.22.0781	312	123/57	ja	ja	3
Viron 7 miniRITE T 105 Power Otoplastik	13.20.22.0782	312	126/63	ja	ja	3
Viron 7 miniRITE T R 60	13.20.22.0811	312+	105/34	ja	ja	3
Viron 7 miniRITE T R 85	13.20.22.0812	312+	115/54	ja	ja	3
Viron 7 miniRITE T R 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.8073	312+	115/54	ja	ja	3
Viron 7 miniRITE T R 100	13.20.22.0813	312+	123/57	ja	ja	3
Viron 7 miniRITE T R 105 Power Otoplastik	13.20.22.0814	312+	126/63	ja	ja	3
Viron 7 BTE 105	13.20.22.0761	13	131/66	ja	ja	3

*Angaben bei HdO Geräten gemessen mit Hörwinkel.

Hilfsmittelnummern und Kategorien Berufsgenossenschaft (BG)

5 VIRON

Hinter-dem-Ohr	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmox-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Viron 5 miniRITE 60	13.20.22.0771	312	105/34	ja	ja	3
Viron 5 miniRITE 85	13.20.22.0772	312	115/54	ja	ja	3
Viron 5 miniRITE 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.1950	312	115/54	ja	ja	3
Viron 5 miniRITE 100	13.20.22.0773	312	123/57	ja	ja	3
Viron 5 miniRITE 105 Power Otoplastik	13.20.22.0774	312	126/63	ja	ja	3
Viron 5 miniRITE T 60	13.20.22.0783	312	105/34	ja	ja	3
Viron 5 miniRITE T 85	13.20.22.0784	312	115/54	ja	ja	3
Viron 5 miniRITE T 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.1953	312	115/54	ja	ja	3
Viron 5 miniRITE T 100	13.20.22.0785	312	123/57	ja	ja	3
Viron 5 miniRITE T 105 Power Otoplastik	13.20.22.0786	312	126/63	ja	ja	3
Viron 5 miniRITE T R 60	13.20.22.0815	312+	105/34	ja	ja	3
Viron 5 miniRITE T R 85	13.20.22.0816	312+	115/54	ja	ja	3
Viron 5 miniRITE T R 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.8074	312+	115/54	ja	ja	3
Viron 5 miniRITE T R 100	13.20.22.0817	312+	123/57	ja	ja	3
Viron 5 miniRITE T R 105 Power Otoplastik	13.20.22.0818	312+	126/63	ja	ja	3
Viron 5 BTE 105	13.20.22.0760	13	131/66	ja	ja	3

3 VIRON

Hinter-dem-Ohr	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmox-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Viron 3 miniRITE 60	13.20.22.1629	312	105/34	ja	ja	3
Viron 3 miniRITE 85	13.20.22.1630	312	115/54	ja	ja	3
Viron 3 miniRITE 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.3213	312	115/54	ja	ja	3
Viron 3 miniRITE 100	13.20.22.1627	312	123/57	ja	ja	3
Viron 3 miniRITE 105 Power Otoplastik	13.20.22.1628	312	126/63	ja	ja	3
Viron 3 miniRITE T 60	13.20.22.1621	312	105/34	ja	ja	3
Viron 3 miniRITE T 85	13.20.22.1622	312	115/54	ja	ja	3
Viron 3 miniRITE T 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.3211	312	115/54	ja	ja	3
Viron 3 miniRITE T 100	13.20.22.1619	312	123/57	ja	ja	3
Viron 3 miniRITE T 105 Power Otoplastik	13.20.22.1620	312	126/63	ja	ja	3
Viron 3 miniRITE T R 60	13.20.12.9711	312+	105/34	ja	ja	3
Viron 3 miniRITE T R 85	13.20.12.9712	312+	115/54	ja	ja	3
Viron 3 miniRITE T R 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.8206	312+	115/54	ja	ja	3
Viron 3 miniRITE T R 100	13.20.12.9709	312+	123/57	ja	ja	3
Viron 3 miniRITE T R 105 Power Otoplastik	13.20.12.9710	312+	126/63	ja	ja	3
Viron 3 BTE 105	13.20.22.1632	13	131/66	ja	ja	3

*Angaben bei HdO Geräten gemessen mit Hörwinkel.

Hilfsmittelnummern und Kategorien Berufsgenossenschaft (BG)

1 VIRON

Hinter-dem-Ohr	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAm _{ax} -/V _{max} (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Viron 1 miniRITE 60	13.20.22.1625	312	105/34	ja	ja	3
Viron 1 miniRITE 85	13.20.22.1626	312	115/54	ja	ja	3
Viron 1 miniRITE 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.3212	312	115/54	ja	ja	3
Viron 1 miniRITE 100	13.20.22.1623	312	123/57	ja	ja	3
Viron 1 miniRITE 105 Power Otoplastik	13.20.22.1624	312	126/63	ja	ja	3
Viron 1 miniRITE T 60	13.20.22.1617	312	105/34	ja	ja	3
Viron 1 miniRITE T 85	13.20.22.1618	312	115/54	ja	ja	3
Viron 1 miniRITE T 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.3210	312	115/54	ja	ja	3
Viron 1 miniRITE T 100	13.20.22.1615	312	123/57	ja	ja	3
Viron 1 miniRITE T 105 Power Otoplastik	13.20.22.1616	312	126/63	ja	ja	3
Viron 1 miniRITE T R 60	13.20.12.9707	312+	105/34	ja	ja	3
Viron 1 miniRITE T R 85	13.20.12.9708	312+	115/54	ja	ja	3
Viron 1 miniRITE T R 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.8205	312+	115/54	ja	ja	3
Viron 1 miniRITE T R 100	13.20.12.9705	312+	123/57	ja	ja	3
Viron 1 miniRITE T R 105 Power Otoplastik	13.20.12.9706	312+	126/63	ja	ja	3
Viron 1 BTE 105	13.20.22.1631	13	131/66	ja	ja	3

*Angaben bei HdO Geräten gemessen mit Hörwinkel.

Hilfsmittelnummern und Kategorien Berufsgenossenschaft (BG)

2 BERNAFON ENTRA A

Hinter-dem-Ohr

	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Bernafon Entra A 2 miniRITE 60	13.20.22.3401	312	105/34	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 miniRITE 85	13.20.22.3398	312	115/54	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 miniRITE 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5019	312	115/54	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 miniRITE 100	13.20.22.3400	312	123/57	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 miniRITE 105 Power Otoplastik	13.20.22.3399	312	126/63	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 miniRITE T 60	13.20.22.3409	312	105/34	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 miniRITE T 85	13.20.22.3397	312	115/54	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 miniRITE T 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5018	312	115/54	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 miniRITE T 100	13.20.22.3403	312	123/57	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 miniRITE T 105 Power Otoplastik	13.20.22.3402	312	126/63	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 BTE 105	13.20.22.3413	13	131/66	ja	ja	3

Im-Ohr

	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Bernafon Entra A 2 ITE HS 75	13.20.22.6155	13	108/45	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 ITE HS 85	13.20.22.6165	13	116/50	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 ITE HS 90	13.20.22.6161	13	120/55	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 ITE HS 100	13.20.22.6163	13	125/63	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 ITC 75	13.20.22.6159	312	108/45	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 ITC 85	13.20.22.6156	312	116/50	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 ITC 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5020	312	116/50	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 ITC 90	13.20.22.6157	312	120/55	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 ITC 100	13.20.22.6162	312	125/63	ja	ja	3
Bernafon Entra A 2 CIC 75	13.20.22.6160	10	109/47	ja	nein	
Bernafon Entra A 2 CIC 85	13.20.22.6166	10	118/52	ja	nein	
Bernafon Entra A 2 CIC 85 Tinnitus-Kombigerät	13.20.14.5021	10	118/52	ja	nein	
Bernafon Entra A 2 IIC 75	13.20.22.6158	10	108/41	nein	nein	
Bernafon Entra A 2 IIC 85	13.20.22.6164	10	116/47	nein	nein	

*Angaben bei HdO Geräten gemessen mit Hörwinkel.

Hilfsmittelnummern und Kategorien Berufsgenossenschaft (BG)

1 BERNAFON ENTRA A

Hinter-dem-Ohr

	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Bernafon Entra A 1 miniRITE 60	13.20.22.3411	312	105/34	ja	ja	3
Bernafon Entra A 1 miniRITE 85	13.20.22.3396	312	115/54	ja	ja	3
Bernafon Entra A 1 miniRITE 100	13.20.22.3406	312	123/57	ja	ja	3
Bernafon Entra A 1 miniRITE 105 Power Otoplastik	13.20.22.3410	312	126/63	ja	ja	3
Bernafon Entra A 1 miniRITE T 60	13.20.22.3407	312	105/34	ja	ja	3
Bernafon Entra A 1 miniRITE T 85	13.20.22.3405	312	115/54	ja	ja	3
Bernafon Entra A 1 miniRITE T 100	13.20.22.3408	312	123/57	ja	ja	3
Bernafon Entra A 1 miniRITE T 105 Power Otoplastik	13.20.22.3404	312	126/63	ja	ja	3
Bernafon Entra A 1 BTE 105	13.20.22.3412	13	131/66	ja	ja	3

Im-Ohr

	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Bernafon Entra A 1 ITE HS 75	13.20.22.6134	13	108/45	ja	ja	3
Bernafon Entra A 1 ITE HS 85	13.20.22.6132	13	116/50	ja	ja	3
Bernafon Entra A 1 ITE HS 90	13.20.22.6135	13	120/55	ja	ja	3
Bernafon Entra A 1 ITE HS 100	13.20.22.6133	13	125/63	ja	ja	3
Bernafon Entra A 1 ITC 75	13.20.22.6138	312	108/45	ja	ja	3
Bernafon Entra A 1 ITC 85	13.20.22.6127	312	116/50	ja	ja	3
Bernafon Entra A 1 ITC 90	13.20.22.6130	312	120/55	ja	ja	3
Bernafon Entra A 1 ITC 100	13.20.22.6136	312	125/63	ja	ja	
Bernafon Entra A 1 CIC 75	13.20.22.6128	10	109/47	ja	nein	
Bernafon Entra A 1 CIC 85	13.20.22.6129	10	118/52	ja	nein	
Bernafon Entra A 1 IIC 75	13.20.22.6137	10	108/41	nein	nein	
Bernafon Entra A 1 IIC 85	13.20.22.6131	10	116/47	nein	nein	

*Angaben bei HdO Geräten gemessen mit Hörwinkel.

Hilfsmittelnummern und Kategorien Berufsgenossenschaft (BG)

7 LEOX

Hinter-dem-Ohr	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Leox 7 Super Power (WHO 4)	13.20.10.0683	13	139/79	ja	ja	3
Leox 7 Ultra Power (WHO 4)	13.20.10.0685	675	142/83	ja	ja	3

3 LEOX

Hinter-dem-Ohr	Hilfsmittelnummer	Batterie-/ Akkugröße	LAmax-/Vmax (2cc Kuppler)*	Binaurale Koordination	Wireless	BG
Leox 3 Super Power (WHO 4)	13.20.10.0682	13	139/79	ja	ja	3
Leox 3 Ultra Power (WHO 4)	13.20.10.0684	675	142/83	ja	ja	3

*Angaben bei HdO Geräten gemessen mit Hörwinkel.