



Schnellere Programmierung Effizientere Anpassung



Sechs Fakten, warum die Hi-Pro 2 die Effizienz Ihrer Anpassung steigert

- Universelle Programmierschnittstelle für alle Hörsystemmarken
- USB-Konnektivität – sofort einsatzbereit
- Schneller als die Hi-Pro Vorgängermodelle
- Keine Schulung erforderlich
- Schnittiges, diskretes Design
- Abwärtskompatibel – funktioniert mit jedem Hörsystem, das von einem Hi-Pro-Gerät programmiert wurde, unabhängig von der Version

Hi-Pro 2



otometrics
a division of natus

Hi-Pro 2 – Ihre Verbindung zu mehr Effizienz in der Anpassung



Optimieren Sie Ihre Hörsystemanpassung

Hi-Pro 2 bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Ihre Hörsystemanpassung zu optimieren. In Zusammenarbeit mit Hörsystem-Herstellern entwickelt, ist die Hi-Pro 2 als aktuellste in der Hi-Pro-Serie längst als Standard in der Hörsystemanpassung anerkannt. Hi-Pro 2 verfügt über eine universelle Hardware-Schnittstelle, um alle Marken und Typen von Hörsystemen zu programmieren - was die Hörsystemanpassung schnell, einfach und zuverlässig macht.

Sparen Sie Zeit

Mit Hi-Pro 2 sparen Sie Zeit in der Hörsystemanpassung. Die Programmierung ist schneller als bei den Vorgängermodellen. Der High-Speed-Modus ermöglicht eine bis zu fünf mal

schnellere Programmierung von Hörsystemen als mit der USB-Version der Vorgänger Hi-Pro. Die bequeme USB-Plug-and-Play-Konnektivität bedeutet, dass das Gerät sofort einsetzbar ist. Auch eine Schulung ist nicht erforderlich.

Effizienz steigern

Ein Gerät deckt Ihre Bedürfnisse in der Programmierung. Mit Hi-Pro 2 programmieren Sie alle wesentlichen Hörsysteme. Schnellig und diskret, Hi-Pro 2 kommt als platzsparendes Standalone-Gerät oder als integriertes Modul des Audiometers Aurical® Aud. Hi-Pro 2 ist rückwärtskompatibel, so dass es mit jedem Hörsystem funktioniert, das zuvor mit einem Hi-Pro-Gerät programmiert wurde, unabhängig mit welcher Version.

Technische Spezifikationen:

PC Schnittstelle:

Verbindung: USB 2.0 Full-Speed (USB 1.1 kompatibel)
USB-Schnittstelle: Typ-B-Anschluss (an der HIP-PRO 2 Einheit)

Stromversorgung:

Die Hi-Pro 2 wird über den USB-Port des PC mit Strom versorgt.

Betriebssysteme:

Windows XP Pro SP3, Windows 7 (32 und 64 bit),
Windows 8 (32 und 64 bit), Windows 10

Entscheiden Sie sich für eine
schnellere Programmierung
und eine effizientere
Hörsystemanpassung!



Erfahren Sie mehr auf otometrics.de/hipro

natus.

Natus Medical Denmark ApS. +45 45 75 55 55. otoinfo@natus.com
Otometrics, Deutschland. +49 251 203 983-0. otoinfo.de@natus.com
www.otometrics.de


otometrics
a division of natus.