

Halterung (Stützrahmen)

Ohrspasstück ohne Schallkanal, der zur Abstützung eines Cochlea-Implantats oder als Cross-Anpassung verwendet wird.

Diverse Typen von CI-Anpassungen möglich, u.a.:

- CI - T-mic2



Lesen Sie die Arbeitsanweisungen im Hilfezentrum oder im Kundenportal.

Gerätetyp:

Schwach

Mittel

Stark

Material:

Acrylat

Bioflex-Silikon (nur

T-mic)

Anschluss:

Kugelnippel

Röhrennippel 2,5 mm

Röhrennippel 3 mm

T-mic2

Belüftung:

N/A

Standard:

Nanolack

L/R-Farbmarkierung

Initialen Kunde

Optionen:

Griff

Horizontaler Griff