


## Ringform halb offen

Ein Ohrpassstück, das den Gehörgangsanfang abschließt und den Geräuschkanal tiefer in den Gehörgang legt. Standardmäßig mit Iros Belüftung.

- Bei schweren Hörverlusten nicht geeignet
- Mehr Halt im Ohr
- Bei Allergien im Gehörgang geeignet
- Mit Hilfe eines Röhrennippels (3mm) auch für thin tube anwendbar
- Druckschmerzreduktion im Gehörgang



Gerätetyp:

Schwach

Mittel

Material:

Acrylat

Anschluss:

Kugelnippel

Röhrennippel 2,5 mm

Röhrennippel 3 mm

Bakke Horn

Libby Horn

Belüftung:

Vario Belüftung

Belüftung

Standard:

Nanolack

L/R-Farbmarkierung

Initialen Kunde

Optionen:

Griff

Horizontaler Griff