


## Ringform offen

Möglichst offenes Ohrpassstück mit vollem Ring an der Ohrmuschel.

- Bei mittleren und schweren Hörverlusten nicht geeignet
- Mehr Halt im Ohr
- Mit Hilfe eines Röhrennippels (3mm) auch für thin tube anwendbar



Gerätetyp:

Schwach

Material:

Acrylat

Anschluss:

Kugelnippel

Röhrennippel 2,5 mm

Röhrennippel 3 mm

Bakke Horn

Libby Horn

Belüftung:

N/A

Standard:

Nanolack

L/R-Farbmarkierung

Initialen Kunde

Optionen:

Griff

Horizontaler Griff