

Ringform

Ohrpassstück, das den gesamten Gehörgang abschließt, und mit vollständigem Ring in der Ohrmuschel.

- Mehr Halt im Ohr
- Auch bei schweren Hörverlusten geeignet
- Mithilfe eines Röhrennippels auch für thin tube anwendbar



Gerätetyp:

Schwach

Mittel

Stark

Material:

Acrylat

Thermoflex

Acrylat mit Zapfen
aus Thermoflex

Bioflex-Silikon

Anschluss:

Kugelnippel

Röhrennippel 2,5 mm

Röhrennippel 3 mm

Durchgezogener

Schlauch

Bakke Horn

Libby Horn

Belüftung:

Vario Belüftung

Belüftung

Iros Belüftung

Power Belüftung

Standard:

Nanolack

L/R-Farbmarkierung

Initialen Kunde

Optionen:

Griff

Horizontaler Griff