

Phonak Audéo™ P

Produktinformation



Phonak Audéo P ist das umfassende RIC-Portfolio für leicht- bis hochgradige Hörverluste. Phonak Audéo P gibt es in vier Modellen, mit vier verschiedenen Ex-Hörern und in vier Technologiestufen. Jedes Audéo P verfügt zudem über einen Tinnitus Balance Noiser für die Tinnitus-Therapie. Phonak Audéo P Hörgeräte nutzen die Vorteile der innovativen Phonak Paradise Plattform und eignen sich damit ideal für Kunden, die sich beste Hörleistung in einem flexiblen und diskreten RIC-Hörgerät wünschen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.phonakpro.de

Produktbeschreibung



Audéo P-312
Audéo P-312 Trial
P90/P70/P50/P30

Audéo P-13T
Audéo P-13T Trial
P90/P70/P50/P30

Audéo P-R
Audéo P-R Trial
P90/P70/P50/P30

Audéo P-RT
Audéo P-RT Trial
P90/P70/P50/P30

Batteriegröße		312	13		
Multifunktionsstaster		•	•	•	•
Telefonspule			•		•
Bluetooth®		•	•	•	•
Nanobeschichtung		•	•	•	•
IP-Code (Schutzgrad)		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Maße	L x B x T	26,8 x 11,2 x 7,1 mm	29,0 x 11,9 x 8,1 mm	28,0 x 11,9 x 8,0 mm	30,5 x 12,5 x 8,0 mm
	Gewicht	1,1 g	1,4 g	2,1 g	2,4 g
Ladezeiten ²	0% bis 100%			3 h	3 h
	0% bis 80%			1,5 h	1,5 h
	30 Min. Anpassung			10 Min.	10 Min.

S Receiver

Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)		111	111	111	111
Max. Verstärkung (dB)	2 cm ³ Kuppler	47	47	47	47
Frequenzbereich (Hz)	2 cm ³ Kuppler	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
Betriebsstrom (mA)		1,4	1,4		

M Receiver

Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)		114	114	114	114
Max. Verstärkung (dB)	2 cm ³ Kuppler	51	51	51	51
Frequenzbereich (Hz)	2 cm ³ Kuppler	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
Betriebsstrom (mA)		1,4	1,4		

P Receiver

Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)		122	122	122	122
Max. Verstärkung (dB)	2 cm ³ Kuppler	59	59	59	59
Frequenzbereich (Hz)	2 cm ³ Kuppler	<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300
Betriebsstrom (mA)		1,5	1,5		

UP Receiver

Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)		132	132	132	132
Max. Verstärkung (dB)	2 cm ³ Kuppler	71	71	71	71
Frequenzbereich (Hz)	2 cm ³ Kuppler	<100 - 6100	<100 - 6100	<100 - 6100	<100 - 6100
Betriebsstrom (mA)		1,4	1,4		

Gehäusefarben



P1
Sand Beige



P4
Kastanie



P5
Champagner



P6
Silbergrau



P7
Graphitgrau



P8
Samtschwarz

¹ IP68 zeigt an, dass das Hörgerät wasserresistent und staubdicht ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Wasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden.
² Die tatsächliche Ladezeit hängt auch vom Ladezustand des Akkus ab, dauert jedoch nie länger als 3 Stunden.

Technologiestufen

	Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30		Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30
AutoSense OS™ 4.0	Premium	Advanced	Standard	Essential	Funktionen	Premium	Advanced	Standard	Essential
Komfort in halligen Situationen	•				UltraZoom	Premium	Advanced	Standard	Essential
Verstehen bei Fahrgeräuschen	•				Dynamic Noise Cancellation	•			
Verstehen im lauten Störgeräusch	•				Speech Enhancer	•			
Musik	•	•			EchoBlock	•			
Komfort im Störgeräusch	•	•	•		Tap Control*				
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•	- Siri/Google Assistant	•	•		
Ruhige Umgebung	•	•	•	•	- Streaming pausieren/fortsetzen	•	•		
Sprach-Streaming (Medien) + Mik.	•	•	•	•	- Anruf annehmen/beenden	•	•		
Audio-Streaming (Medien) + Mik.	•	•	•	•	StereoZoom	•	•		
Zusätzliche Programme					WindBlock	•	•		
Maximale Anzahl der zusätzlichen Programme	4	4	4	4	SoundRelax	•	•		
Komfort in halligen Situationen	•				Motion Sensor Hearing*	•	•	•	
Verstehen im lauten Störgeräusch	•	•			DuoPhone	•	•	•	
Speech in 360°	•	•			Real Ear Sound	•	•	•	
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•	Roger und direktional	•	•	•	
Ruhige Umgebung	•	•	•	•	SoundRecover2	•	•	•	•
Komfort im Störgeräusch	•	•	•	•	WhistleBlock	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•	NoiseBlock	•	•	•	•
Akustisches Telefon	•	•	•	•	RogerDirect™	•	•	•	•
Individuelles Programm	•	•	•	•	Lautstärkeabgleich (DataLogging)	•	•	•	•
Streaming-Programme					QuickSync	•	•	•	•
RogerDirect + Mik.	•	•	•	•	AOV	•	•	•	•
PartnerMic + Mik.	•	•	•	•	Tinnitus Balance Noiser	•	•	•	•
Anruf + Mik.	•	•	•	•	auto Akklimatisierung	•	•	•	•
					Streaming-Balance	•	•	•	•
					Kanäle für Fein Anpassung	20	20	16	12

* Nur für Phonak Audéo P-R und RT verfügbar.


Anpassung

	Audéo P-312 Audéo P-312 Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-13T Audéo P-13T Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-R Audéo P-R Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-RT Audéo P-RT Trial P90/P70/P50/P30
Phonak Target	ab 7.0	ab 7.0	ab 7.0	ab 7.0
Noahlink Wireless	•	•	•	•
NOAHLINK		•		
HI-PRO, HI-PRO2		•		

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.
IOS ist eine Marke von Cisco, Inc.
Android ist eine Marke von Google Inc.

Akustische Ankopplung

	S Receiver	M Receiver	P Receiver	UP Receiver
Länge				
Verfügbar in vier unterschiedlichen Längen (0, 1, 2, 3) linke und rechte Seite	•	•	•	•
Dome				
Mini Dome	•	•	•	
Offener Dome	•	•	•	
Geschlossener Dome	•	•	•	
Power Dome	•	•	•	
SlimTip				
Acryl	•	•	•	
Silikon	•	•	•	
cShell				
Acryl	•	•	•	•
Titan	•	•	•	•
Anpassbereiche				



Phonak Audéo P Trial™

Die neuen Phonak Audéo P Trial Hörgeräte können entsprechend Ihrer Empfehlung schnell auf die gewünschte Technologiestufe eingestellt werden. Alle Technologiestufen im Phonak Audéo P Trial Hörgerät bieten Ihnen viele Möglichkeiten, die Hörlösung für den ersten Termin zu optimieren oder die Wartezeit bei Reparaturen zu überbrücken.

Phonak Audéo P Ladeoptionen



Phonak Charger Case Combi

Das Phonak Charger Case Combi ist Ladegerät, Trockenbox und schützendes Hartschalenetui in einem. Diese robuste und spritzwassergeschützte Aufbewahrungsbox enthält außerdem ein Reinigungswerkzeug.

Phonak Power Pack

Um wiederaufladbare Hörgeräte unterwegs aufzuladen, bringen Sie das Phonak Power Pack einfach an der Unterseite des Phonak Charger Case Combi an.

Phonak Mini Charger Case

Das Phonak Mini Charger Case mit standardmäßigem USB-C Ladeanschluss ist ein kompaktes Ladegerät für zwei Hörgeräte.

Phonak Audéo P Bluetooth® Versionen

Streaming von Telefonanrufen/Audio-Streaming Bluetooth® 4.2 Wireless Technologie und ältere bluetoothfähige Telefone

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Wireless Communication Portfolio

	Audéo P-312 Audéo P-312 Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-13T Audéo P-13T Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-R Audéo P-R Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-RT Audéo P-RT Trial P90/P70/P50/P30
Wireless-Zubehör				
TV Connector	•	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•	•
Roger				
RogerDirect	•	•	•	•
Apps				
myPhonak	•	•	•	•

Weitere Informationen finden Sie unter: www.phonakpro.de/audeoparadise

Weitere Informationen zu den Roger-Mikrofonen finden Sie unter: www.phonakpro.de/roger

Weitere Informationen finden Sie unter: www.phonakpro.de/smartapps

life is on

Wir bei Phonak glauben, dass gutes Hören gleichbedeutend mit Wohlbefinden ist. Seit mehr als 70 Jahren arbeiten wir mit Leidenschaft daran, eine Welt zu schaffen in der jeder das Leben in vollen Zügen genießen kann. Unsere innovativen Hörlösungen sind für Menschen jeden Alters und jede Art von Hörminderung konzipiert, um jedem zu ermöglichen sich sozial und emotional frei zu entfalten.

www.phonakpro.de



027-0602-01|V1.00|2020-04|NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved