

PHONAK



Technische Übersicht. Die Phonak Hörsysteme im Detail

Stand September 2026

Phonak Farbübersicht

	Gehäusefarben	Phonak Audéo E	Phonak Audéo I	Phonak Audéo L	Phonak Audéo L-R Fit	Phonak Audéo P	Phonak Naída L	Phonak Naída P/M + Bolero M	Phonak Sky L	Phonak Terra+	Phonak Terra		Hörwinkelfarben	Phonak Sky L/M
Beige	H0										•	Grün	R1	•
Sand Beige	P1	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Gelb	R2	•
Sandelholz	P3	•	•	•		•	•	•	•	•	•	Pink	R3	•
Kastanie	P4	•	•	•	•	•	•	•	•			Orange	R4	•
Champagner	P5	•	•	•		•	•	•	•			Blau	Q6	•
Silbergrau	P6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Violett	Q7	•
Graphitgrau	P7	•	•	•		•	•	•	•			Transparent	13	•
Samtschwarz	P8	•	•	•		•	•	•	•	•	•			
Sienna Red	8A	•												
Alpine White	T7							•						
Electric Green	Q2			•					•					
Carribean Pirate	Q3			•					•					
Precious Pink	T3			•					•					
Lava Red	M6								•					
Blue Ocean	M7								•					
Majesty Purple	M8								•					

Faceplate Farben



22

Hellbraun

14

Teint

26

Hellrosa

28

Braun

06

Schwarz

Im-Ohr Hörsysteme
online konfigurieren
und bestellen:
www.phonak.de/ido

Faceplate Farben Titanium



06

Schwarz

22

Hellbraun

26

Hellrosa

Schalen Farben



22

Hellbraun

14

Teint

26

Hellrosa

28

Braun

06

Schwarz

21

Transparent

36

Rot

37

Blau

Schalen Farbe Titanium



U0

Titanium Gray

Phonak Produktportfolio

RIC (Ex-Hörer)					
90 Premium					
	Phonak Audéo E90		Phonak Audéo I90		Phonak Audéo L90
EON	 R	Infinio	 R	Lumity	 RT
	 Sphere		 Sphere		 312
70 Advanced					
	Phonak Audéo E70		Phonak Audéo I70		Phonak Audéo L70
EON	 R	Infinio	 R	Lumity	 RT
	 Sphere		 Sphere		 312
50 Standard					
	Phonak Audéo E50		Phonak Audéo I50		Phonak Audéo L50
EON	 R	Infinio	 R	Lumity	 RT
	 Sphere				 312
30 Essential					
	Phonak Audéo E30		Phonak Audéo I30		Phonak Audéo L30
EON	 R	Infinio	 R	Lumity	 R
					 RT
Low Essential					
					Phonak Terra+
					 R
Lower Essential					
					Phonak Terra+
Basic					
					 312
					Phonak Terra



Im-Ohr		
90 Premium		
	Phonak Virto I90	
Infinio	 Titanium	 10 NW O
		 R
70 Advanced		
	Phonak Virto I70	
Infinio	 Titanium	 10 NW O
		 R
50 Standard		
	Phonak Virto I50	
Infinio		 10 NW O
		 R
30 Essential		
	Phonak Virto I30	
Infinio		 10 NW O
		 R
Low Essential		
	Phonak Virto P30	
	 10 NW O	 312 NW O
		 312
Lower Essential		
	Phonak Terra+	
Basic		
	Phonak Terra	

HdO				
90 Premium				
Phonak Naída L90				
Lumity				
	M	PR	SP	UP
70 Advanced				
Phonak Naída L70				
Lumity				
	M	PR	SP	UP
50 Standard				
Phonak Naída L50				
Lumity				
	M	PR	SP	UP
30 Essential				
Phonak Naída L30				
Lumity				
	M	PR	SP	UP
Low Essential				

Lower Essential			
Phonak Terra+			
			
	M	SP	UP
Basic			
Phonak Terra			
			
	M	SP	UP

Kinder				
90 Premium				
Phonak Sky L90				
Lumity				
	M	PR	SP	UP
70 Advanced				
Phonak Sky L70				
Lumity				
	M	PR	SP	UP
50 Standard				
Phonak Sky L50				
Lumity				
	M	PR	SP	UP
30 Essential				
Phonak Sky L30				
Lumity				
	M	PR	SP	UP

Sphere Rechargeable (Akku) 
 R Rechargeable (Akku) 
 312 312er Batterie
 312 NW O non-wireless Omni (312er Batterie)
 10 NW O non-wireless Omni (10er Batterie)
 Titanium 10er Batterie
 M 312er Batterie
 PR Power Rechargeable (Akku)
 SP Super Power (13er Batterie)
 UP Ultra Power (675er Batterie)

Alle verfügbaren Geräte inkl. weiterhin verfügbarer Vorgängermodelle finden Sie in unserer Preisliste und im Phonak Store.

Phonak Gehäuse und Optionen

Phonak Audéo™ E

Modell	R	Sphere	R	Sphere
Batterietyp	Akku	Akku	Akku	Akku
Multifunktionstaster	•	•	•	•
Direkte Konnektivität	•	•	•	•
Auracast	•	•		
Roger	•	•	•	•
CROS I/L Kompatibilität	•		•	
Max. Verstärkung (dB) und Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) 2 cm³ Kuppler	S Receiver		S Receiver	
	47 / 112		47 / 112	
	M Receiver		M Receiver	
	51 / 114		51 / 114	
	MAV Receiver		MAV Receiver	
	50 / 119		50 / 119	
	P Receiver		P Receiver	
	59 / 122		59 / 122	
	UP Receiver		UP Receiver	
	71 / 132		71 / 132	

Phonak Naída™ L

Modell	M	PR	SP	UP
Batterietyp	312	Akku	13	675
Multifunktionstaster	•	•	•	•
Direkte Konnektivität	•	•	•	•
Telefonspule	•		•	•
Roger	•	•	•	•
CROS L Kompatibilität		•		
Max. Verstärkung (dB) und Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) 2 cm³ Kuppler	HE11 680	HE11 680	HE11 680	HE11 680
	63 / 128	68 / 130	75 / 133	78 / 134
	SlimTube 4.0	SlimTube 4.0	HE11	HE11
	58 / 122	69 / 129	81 / 139	84 / 141

Phonak Virto™ I

Modell	Titanium	10 NW O	R
Batterietyp	10	10	Akku
Max. Verstärkung (dB) und Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) 2 cm³ Kuppler	M (40/109) P (50/115) SP (60/119)	M (40/109) P (50/115) SP (60/119)	M (40/109) P (50/115) SP (60/119) UP (70/127)
Mikrofon-Technologie	Omni	Omni	Direktional
Direkte Konnektivität			•
Roger	Roger NeckLoop ¹	Roger NeckLoop ¹	•
Telefonspule	Optional	Optional	
Bedienelemente: Taster Lautstärksteller	Auf Batteriefach Nein	Auf Batteriefach Nein	Auf Faceplate Nein

¹ Telefonspule erforderlich

Phonak Gehäuse und Optionen

	Phonak Terra™+ / Terra™					Phonak Sky™ L			
Modell	RIC-R	RIC-312	BTE-M	BTE-SP	BTE-UP	M	PR	SP	UP
Batterietyp	Akku	312	312	13	675	312	Akku	13	675
Multifunktionstaster	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Telefonspule			•	•	•	•		•	•
Roger			Roger NeckLoop	Roger NeckLoop	Roger NeckLoop	•	•	•	•
CROS L Kompatibilität							•		
Direkte Konnektivität	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Max. Verstärkung (dB) und Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) 2 cm³ Kuppler	S Receiver	HE11 680	HE 11 680	HE11 680	HE11 680	HE11 680	HE11 680	HE11 680	HE11 680
	47 / 111	63 / 128	75 / 133	78 / 134	63 / 128	68 / 130	75 / 133	78 / 134	
	M Receiver	SlimTube 4.0	HE11	HE11	SlimTube 4.0	SlimTube 4.0	HE11	HE11	
	51 / 114	58 / 122	81 / 139	84 / 141	58 / 122	69 / 129	81 / 139	84 / 141	
	P Receiver								
	69 / 120								
	UP Receiver								
	71 / 132								

Phonak Charger – Kompatibilitätsübersicht

Phonak Charger RIC E	Phonak ChargerGo RIC I E	Phonak ChargerGo RICSPH I	Phonak ChargerGo RIC I	Phonak Charger RIC I	Phonak Charger Virto I	Phonak Charger Ease	Phonak Charger Combi BTE 2*
							
075-0073-12	075-0108-12	075-0057-12	075-0055-12	075-0054-12	075-0075-12	075-0080-10	075-0065-12

Audéo E-Sphere	•	•					
Audéo E-R	•	•					
CROS E-R	•	•					
Audéo I-Sphere			•				
Audéo I-R				•	•		
CROS I-R				•	•		
Virto I-R					•		
Terra+ RIC-R						•	
Audéo L-R/RT						•	
CROS L-R						•	
Naída L-PR							•
Sky L-PR							•
Roger Focus II							•

* Die gleiche Kompatibilität gilt für Phonak Charger Combi BTE (075-0062-XX)

 Kompatibel mit Phonak Power Pack (071-0003)

Die Charger-Kompatibilität älterer Geräte finden Sie hier: www.phonak.de/charger

Funktions- und Programmübersicht EON

Programme			E90	E70	E50	E30
AutoSense OS AI 8.0	Automatische Programme	 Ruhige Umgebung	•	•	•	•
		 Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•
		 Komfort im Störgeräusch	•	•	•	
		 Musik	•	•		
		 Verstehen bei Fahrgeräuschen	•	•	•	
		 Spheric Speech im lauten Störgeräusch ¹	• ⁴	• ⁵		
		 Verstehen im lauten Störgeräusch ²	•			
		 Sprach-Streaming (Medien) und Audio-Streaming (Medien)	•	•	•	•
	Manuelle Programme	 Spheric Speech im lauten Störgeräusch ¹	• ⁴	• ⁵	• ⁶	
		 Verstehen im lauten Störgeräusch – Mehr Sprachverstehen durch enge Fokussierung nach vorne, manuelle Aktivierung	•	•		
		 Speech in 360° ⁴ – Ansprechbarkeit, auch von der Seite oder von hinten, automatische Fokussierung	•	•		
Funktionen			E90	E70	E50	E30
SmartSpeech Technologie	 Spheric Speech Clarity 3.0 ¹	• ⁴	• ⁵	• ⁶		
	 SpeechSensor – Mehr Sprachverstehen von der Seite und von hinten durch ständiges Screenen der Hörumgebung	•	• ¹			
	 Speech Enhancer Optimiert leise Sprache in ruhigen Umgebungen	•				
	 StereoZoom 2.0 Mehr Sprachverstehen durch enge Fokussierung nach vorne	•	•			
	 Dynamic Noise Cancellation Unterdrückung räumlicher Störgeräusche, Einstellbar über myPhonak App	•	•			
	 Motion Sensor Hearing Ermöglicht in Bewegung eine bessere Wahrnehmung der Umgebung	•	•	•		
	 RogerDirect	•	•	•	•	
	 UltraZoom Adaptive Richtmikrofontechnologie	•	•	•	•	
	 DuoPhone – Binaurales Telefonieren durch Übertragung des Audiosignals auf das andere Hörsystem, automatische Aktivierung	•	•	•	•	
	 WindBlock 2.0 Reduzierung von Windgeräuschen	•	•	•	•	
	 SoundRelax Reduzierung von Impulsgeräuschen	•	•	•		
	 Real Ear Sound Wiederherstellung des räumlichen Höreindrucks	•	•	•	•	
	 QuickSync Abgleich von Programmwahl und Lautstärkeinstellung	•	•	•	•	
	 SoundRecover2 Mehr Sprachverständlichkeit und Hörbarkeit durch Frequenzkompression	•	•	•	•	
	 WhistleBlock Eliminiert Rückkopplungen	•	•	•	•	
	 NoiseBlock Reduzierung von störenden Nebengeräuschen	•	•	•	•	
	 auto Akklimatisierung  Tinnitus Balance Noiser  Gesundheitsfunktionen ³	•	•	•	•	
	 Direkte Konnektivität Ankopplung von Telefon, Fernseher und anderen Audioquellen	•	•	•	•	
	 Tap Control Steuerung von Funktionen per Doppeltipp auf Ohrmuschel	•	•	•	•	
	Anzahl der Kanäle			20	20	16



Binaurale VoiceStream Technologie

¹ nur für Audéo E-Sphere verfügbar ² nur für Audéo E-R verfügbar ³ verfügbar in Kombination mit der myPhonak App

⁴ als Automatik und manuelles Programm mit voller Stelltiefe ⁵ als Automatik und manuelles Programm mit eingeschränkter Stelltiefe

⁶ als manuelles Programm mit eingeschränkter Stelltiefe

Funktions- und Programmübersicht Infinio und Terra (+)

Programme		I90	I70	I50	I30	Terra+	Terra
AutoSense OS AI 7.0 ⁶	Automatische Programme						
	Ruhige Umgebung	•	•	•	•	•	•
	Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•	•	•
	Komfort im Störgeräusch	•	•	•			
	Musik	•	•				
	Verstehen bei Fahrgeräuschen	•	•	•			
	Spheric Speech im lauten Störgeräusch ¹	•	•				
	Verstehen im lauten Störgeräusch ^{4/11}	•					
Manuelle Programme	Sprach-Streaming (Medien) und Audio-Streaming (Medien) ⁴	•	•	•	•	•	• ⁷
	Spheric Speech im lauten Störgeräusch ¹	•	•				
	Verstehen im lauten Störgeräusch ⁴ – Mehr Sprachverstehen durch enge Fokussierung nach vorne, manuelle Aktivierung	•	•				
	Speech in 360° ⁴ – Ansprechbarkeit, auch von der Seite oder von hinten, automatische Fokussierung	•	•				
Funktionen		I90	I70	I50	I30	Terra+	Terra
SmartSpeech Technologie	Spheric Speech Clarity ¹	•	•				
	SpeechSensor ⁴ – Mehr Sprachverstehen von der Seite und von hinten durch ständiges Screenen der Hörumgebung	•	• ¹				
	Speech Enhancer Optimiert leise Sprache in ruhigen Umgebungen	•					
	StereoZoom 2.0 ⁴ Mehr Sprachverstehen durch enge Fokussierung nach vorne	•	•				
	Dynamic Noise Cancellation ⁴ Unterdrückung räumlicher Störgeräusche, Einstellbar über myPhonak App	•	•				
	Motion Sensor Hearing ^{2/4} Ermöglicht in Bewegung eine bessere Wahrnehmung der Umgebung	•	•	•			
	RogerDirect ⁴	•	•	•	•	•	•
	UltraZoom ⁴ Adaptive Richtmikrofontechnologie	•	•	•	•		
	DuoPhone ⁴ – Binaurales Telefonieren durch Übertragung des Audiosignals auf das andere Hörsystem, automatische Aktivierung	•	•	•			
	WindBlock Reduzierung von Windgeräuschen	•	•	•	•		
	SoundRelax Reduzierung von Impulsgeräuschen	•	•	•	• ⁵		
	Real Ear Sound ⁵ Wiederherstellung des räumlichen Höreindrucks	•	•	•	•		
	QuickSync ⁴ Abgleich von Programmwahl und Lautstärkeeinstellung	•	•	•	•	•	•
	SoundRecover2 Mehr Sprachverständlichkeit und Hörbarkeit durch Frequenzkompression	•	•	•	•	•	• ⁸
	WhistleBlock Eliminiert Rückkopplungen	•	•	•	•	•	•
	NoiseBlock Reduzierung von störenden Nebengeräuschen	•	•	•	•	•	•
	auto Akklimatisierung Tinnitus Balance Noiser Gesundheitsfunktionen ^{3/5}	•	•	•	•	• ⁹	• ⁹
	Direkte Konnektivität ⁴ Ankopplung von Telefon, Fernseher und anderen Audioquellen	•	•	•	•	•	• ¹⁰
	Tap Control ^{2/4} Steuerung von Funktionen per Doppeltipp auf Ohrmuschel	•	•				
Anzahl der Kanäle		20	20	16	12	10	8

Binaurale VoiceStream Technologie ¹ nur für Audéo I-Sphere verfügbar ² nur für wiederaufladbare Modelle verfügbar ³ verfügbar in Kombination mit der myPhonak App

⁴ nicht für Phonak Virto I-10 NW O und Virto I-Titanium verfügbar ⁵ nicht für Virto I verfügbar ⁶ Phonak Virto I-10 NW O und Virto I-Titanium mit AutoSense OS AI 6.0 und Terra/Terra+ mit AutoSense OS AI 5.0 ⁷ nur Sprach-Streaming (Medien) ⁸ SoundRecover ⁹ nur auto Akklimatisierung

¹⁰ Terra nicht mit Phonak Wireless Communication Portfolio kompatibel ¹¹ nur für Audéo E-R verfügbar