


PHONAK



Klar hören.
Verbunden fühlen.



EDN



Die neueste Phonak Innovation: Phonak EON

Jeder Augenblick der Verbindung beginnt mit Klarheit. Bei echter Klarheit geht es nicht nur darum, besser zu hören, sondern darum, dass sich Ihre Kunden präsenter, menschlicher und lebendiger fühlen. Lernen Sie Phonak EON kennen.

Damit Sie und Ihre Kunden bedeutsame Interaktionen erleben können, brauchen Sie eine Technologie, die gerade dann funktioniert, wenn es darauf ankommt. Phonak EON bietet genau das. Adaptive Klarheit, mit der Technik von AutoSense OS™ AI 8.0, passt sich automatisch an reale Umgebungen an und hilft Ihren Kunden, den Moment zu genießen. Die Phonak Made for All Konnektivität umfasst jetzt Auracast™ Broadcast Audio und eröffnet der Welt damit unbegrenzte Verbindungen und nahtloses Hören. EON vereint erstklassige Leistung und modernes Design in einer integrierten Lösung, damit Ihre Kunden mit allen wichtigen Klängen verbunden bleiben.

Klar hören. Verbunden fühlen.

Das nächste Level der Hörversorgung





Fortschrittliche KI-Innovation fördert intelligente Sprachklarheit und ermöglicht so eine intelligentere und präzisere Hörtechnologie

Künstliche Intelligenz ist das Herzstück der neuesten Hörlösungen von Phonak und ermöglicht bedeutende Fortschritte, besseres Hören und mehr Komfort.¹ EON bietet eine Technologie, die zu Ihnen passt. Phonak KI nimmt Ihnen die schwere Arbeit ab, sodass Sie sich nicht weiter damit beschäftigen müssen.* Phonak KI aktiviert in Echtzeit erstklassige Funktionen für das Sprachverstehen im Störgeräusch und verbessert so das Sprachverstehen und reduziert die Höranstrengung* in realen Hörumgebungen.


* Phonak KI aktiviert Funktionen, die nachweislich das Sprachverstehen verbessern und die Höranstrengung verringern, wie Speech Enhancer und Spheric Speech Clarity.^{2,3,4}

¹ Vaisberg, J., Brunner, J., & Ulloa-Sanchez, D. (2026). Hearing confidently in wind: WindBlock 2.0 delivers comfort, natural sound quality and clearer speech. Phonak Field Study News retrieved from www.phonak.com/evidence.²

² Habicht, J. & Schuepbach-Wolf, M. (2024). Speech Enhancer reduces subjective listening effort of speech by up to 45%. Phonak Field Study News, Quelle: www.phonak.com/evidence

³ Latzel, M., Heeren, J and Lesimple, C. (2024). Speech Enhancer reduces listening effort and fatigue. Phonak Field Study News, Quelle: www.phonak.com/evidence

⁴ Wright, A., Kuehnelt, V., Keller, M., Seitz-Paquette, K., Latzel, M. (2024). Spheric Speech Clarity applies DNN signal processing to significantly improve speech understanding from any direction and reduce the listening effort. Phonak Field Study News, Quelle: <https://www.phonak.com/evidence>





Die proprietäre Technologie von Phonak trennt Sprache nahtlos von Störgeräuschen, passt sich automatisch an und liefert klarere Sprache bei geringerem Aufwand.*⁵

Phonak setzt KI gezielt ein – in Spheric Speech Clarity™ 3.0, betrieben vom HYPERSONIC™ KI-Chip, und AutoSense OS AI 8.0 – und definiert damit Hörversorgung neu: mit intelligenteren, reaktionsschnelleren Lösungen für die sich wandelnden Bedürfnisse Ihrer Kunden.

- **Spheric Speech Clarity 3.0:** Unsere patentierte KI der dritten Generation trennt Sprache von Störgeräuschen in Echtzeit, um die Höranstrengung zu reduzieren und das Sprachverstehen zu verbessern.*⁵
- **HYPERSONIC-Chip:** Unser neuer proprietärer KI-Chip ermöglicht eine intelligente Verarbeitung zur Aktivierung von Spheric Speech Clarity. Das neue Audéo EON Sphere ist jetzt um 37 % effizienter**, was im Vergleich zur vorherigen Sphere-Generation ein kleineres und schlankeres Design ermöglicht.
- **AutoSense OS AI 8.0:** Unser präzisestes KI-basiertes Automatik-Betriebssystem mit maschinellem Lernen, das anhand von realen Klangbeispielen trainiert wurde, um die Hörumgebung bis zu 700 Mal pro Sekunde zu scannen. Es erkennt die akustische Umgebung sofort und passt automatisch Funktionen wie Verstärkung, Richtmikrofone und Störgeräuschunterdrückung an, um die Sprachverständlichkeit und den Komfort zu optimieren.

Kleiner denn je. Unglaublich leistungsstark.

* Relative Leistungsänderung im Vergleich zu StereoZoom 2.0 bei Personen mit mittelgradigem bis starkem Hörverlust

** Während der Ausführung von SSC 3.0, im Vergleich zu Phonak Infinio Ultra mit SSC 2.0

⁵ Latzel, M et al. (2025) Spheric Speech Clarity improves speech understanding and reduces both listening effort and fatigue. Phonak Field Study News retrieved from <https://www.phonak.com/evidence>

Klarheit, die für sich spricht

Mit Spheric Speech Clarity 3.0
heben sich Gespräche aus jeder
Richtung sofort hervor.

Mit Phonak EON bieten Sie erstklassiges Verstehen im Störgeräusch und unseren natürlichsten Klang*6, damit Ihre Kunden hören können, was zählt. Ganz gleich, wo das Leben sie hinführt.

Die neue Sphere-Generation wurde im Hinblick auf eine höhere Energieeffizienz entwickelt, während Spheric Speech Clarity 3.0 Ablenkungen automatisch reduziert und somit die Sprachverständlichkeit an belebten, lauten Orten im Vergleich zu herkömmlichen Hörgeräten um bis zu 44 % verbessert**7.

Darüber hinaus ermöglicht Speech Enhancer bis zu 45 % weniger Höranstrengung***8 und 21 % weniger Ermüdung am Ende des Tages****9 – damit Ihre Kunden ihr Leben in vollen Zügen genießen können.

- AutoSense OS AI 8.0 aktiviert jetzt Funktionen für Sprachverstehen im Störgeräusch für eine längere und konsistentere Leistung in unterschiedlichen Hörsituationen und sorgt so für ein natürlicheres Hörerlebnis.¹⁰
- Mit WindBlock 2.0 werden unerwünschte Windgeräusche um bis zu 50 dB⁺¹¹ reduziert, was die Sprachverständlichkeit verbessert und ein insgesamt natürlicheres Hörerlebnis ermöglicht.¹² Es schützt den Moment, anstatt die Umgebung zum Störfaktor zu machen.
- Gleichzeitig ermöglicht APD 4.0, unsere patentierte Anpassformel, eine höhere Klangtreue bei wechselnden Umgebungen.⁺⁺

Klarheit mit echter Leistung – mit Phonak EON – intelligente Innovation für bessere Ergebnisse.



- * WindBlock 2.0 im Vergleich zur vorherigen Generation, Personen mit leicht- bis mittelgradigem Hörverlust
- ** Relative Leistungsänderung im Vergleich zu StereoZoom 2.0, Personen mit mittelgradigem bis starkem Hörverlust
- *** In ruhiger Hörumgebung bei Erwachsenen mit Hörminderung mit mittelgradigem bis starkem Hörverlust
- **** Speech Enhancer eingeschaltet im Vergleich zu ausgeschaltet, mittel- bis hochgradiger Hörverlust
- † Im Vergleich zu WindBlock 2.0 aus
- †† Im Vergleich zu APD 3.0
- ⁶ Vaisberg, J., Brunner, J., & Ulloa-Sanchez, D. (2026). Hearing confidently in wind: WindBlock 2.0 delivers comfort, natural sound quality and clearer speech. Phonak Field Study News retrieved from www.phonak.com/evidence
- ⁷ Latzel, M et al. (2025) Spheric Speech Clarity improves speech understanding and reduces both listening effort and fatigue. Phonak Field Study News, Quelle: <https://www.phonak.com/evidence>
- ⁸ Habicht, J. & Schuepbach-Wolf, M. (2024). Speech Enhancer reduces subjective listening effort of speech by up to 45%. Phonak Field Study News, Quelle: www.phonak.com/evidence
- ⁹ Latzel, M, Heeren, J and Lesimple, C. (2024). Speech Enhancer reduces listening effort and fatigue. Phonak Field Study News, Quelle: www.phonak.com/evidence
- ¹⁰ Preuss, M. & Müller, S. (2026). AutoSense OS™ AI 8.0 provides a more natural listening experience for speech in loud noise. Phonak Insight, Quelle: www.phonak.com/evidence
- ¹¹ Lindeman, A. & Brunner, J. (2026). Enhancing outdoor communication: WindBlock 2.0 reduces wind noise by up to 50 dB. Phonak Insight, Quelle: www.phonak.com/evidence
- ¹² Vaisberg, J., Brunner, J., & Ulloa-Sanchez, D. (2026). Hearing confidently in wind: WindBlock 2.0 delivers comfort, natural sound quality and clearer speech. Phonak Field Study News, Quelle: www.phonak.com/evidence


Einführung des HYPERSONIC™ – KI-Chips: Die nächste Generation von intelligenter Sprachklarheit



* Mit Hörgeräten, die SSC verwenden, im Vergleich zu Hörgeräten mit denselben Einstellungen ohne SSC

¹³ Ulloa Sanchez et al. (2026). Phonak Audéo EON Sphere outperforms four other hearing aids for clear speech in loud noise. Phonak Insight retrieved from <https://www.phonak.com/evidence>

¹⁴ Wright, A., Kuehnelt, V., Keller, M., Seitz-Paquette, K., Latzel, M. (2024). Spheric Speech Clarity applies DNN signal processing to significantly improve speech understanding from any direction and reduce the listening effort. Phonak Field Study News retrieved from www.phonak.com/evidence



Der neu entwickelte, energieeffizientere HYPERSONIC™ KI-Chip ermöglicht die Trennung von Sprache und Störgeräusch in Echtzeit. Er erlaubt ein **kleineres, schlankeres Design** im Phonak Audéo™ EON Sphere, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Spheric Speech Clarity 3.0: Gemessen unter herausfordernden Hörbedingungen erreicht Spheric Speech in lauten Umgebungen **einen Vorteil von bis zu 10 dB Signal-Rausch-Abstand (SNR).**¹³

Jedes Wort ist wichtig. Mit Spheric Speech Clarity ist die **Wahrscheinlichkeit, jedes Wort zu verstehen, aus jeder Richtung 2x höher.**^{*14}

37 % effizienter*: Sphere für ganztägige Leistung

Grenzenlose Konnektivität. Nahtloses Hören.

Besser in Verbindung bleiben als je zuvor

Die Phonak EON Made For All-Konnektivität sorgt für eine nahtlose Verbindung mit Ihrem Telefon, Sendern oder Audiostreaming. Das bedeutet, dass sich Ihre Kunden mühelos mit ihren Lieblingsgeräten verbinden können, ohne sich um Kompatibilität sorgen zu müssen. Ganz gleich, ob beim Musikstreaming beim morgendlichen Workout oder bei der Teilnahme an einer Telefonkonferenz am Arbeitsplatz. EON hält sie mit den wichtigen Klängen in Verbindung.

- **Erleben Sie die erste Reihe:** Phonak EON Hörgeräte empfangen Audioübertragungen von Auracast™ und bieten Ihren Kunden direkten Zugang zu Audio in Museen, Theatern, Fitnessstudios und Konferenzzentren.
- **Einfache Verbindung:** Verwenden Sie die myPhonak App, um einen QR-Code zu scannen, oder verbinden Sie sich über den Auracast™-Assistenten, der von kompatiblen Telefonen angeboten wird.
- **Marktführende Auracast™ Übertragungs-Audiostabilität:** Audéo EON bietet das stabilste Auracast™-Audiosignal auf dem Markt im Vergleich zu drei anderen Hörgeräten mit einer Auracast™-Lösung*¹⁵.

Auracast™ Broadcast Audio überträgt Ankündigungen, Präsentationen, Führungen und Unterhaltung direkt auf die Hörgeräte.

Basierend auf universeller Konnektivität und mit der Technologie des ERA-Chips ausgestattet, bietet EON eine unübertroffene Integration von Bluetooth®, Auracast™ Broadcast Audio und Roger™ — damit wird das volle Potenzial des ERA-Chips für die Welt von heute und für die Standards von morgen freigesetzt.



Phonak setzt weiterhin hohe Standards im Bereich der universellen Konnektivität und ermöglicht Ihren Kunden Verbindungen, die mit ihrem Leben Schritt halten – und darüber hinaus.

* Stabilität gemessen bei verschiedenen Kopfpositionen in Bezug auf den Auracast™-Sender

¹⁵ Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an claims@sonova.com.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG erfolgt unter Lizenz.

Die Wortmarke Auracast™ und die Logos sind Marken von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG erfolgt unter Lizenz.



Intuitives Design

Jedes Detail ist mit Bedacht entworfen

Phonak EON verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz beim Design – innen wie außen – und harmonisiert Hardware, Software und Zubehör, um Anwenderfreundlichkeit und klinische Effizienz zu maximieren. Es kombiniert die von Ihren Kunden benötigte Performance mit einer schlanken, modernen Form, die für ganztägiges Tragen geeignet ist, sowie einer vereinfachten Pflege und einer optimierten Ladefunktion, damit es zu tatsächlichen Arbeitsabläufen im Fachgeschäft und dem Kundenalltag passt.

Für optimale Ergebnisse:

- Klein und mühelos. Audéo EON Sphere ist jetzt 25 % kleiner und 20 % leichter* und kombiniert damit ultimativen Komfort und Diskretion mit unserer besten Hörleistung.
- Mit der Technologie von Phonak KI werden die Einstellungen des Hörgeräts in Echtzeit optimiert, damit Ihre Kunden aktiv und selbstbewusst bleiben.
- Die patentierten EasyGuard™ Domes von Phonak vereinfachen den Wechsel des Cerumenfilters und reduzieren Service-Termine um bis zu 38 %¹⁶.
- Mit bis zu 38 Stunden Akku-Laufzeit sorgt EON dafür, dass Ihre Kunden ihren Alltag mit Selbstvertrauen meistern können.**

* Im Vergleich zur vorherigen Generation

** Die maximale Akku-Laufzeit ist vom Zustand des Akkus, dem Hörverlust, der Klassifikation der Umgebungsgeräusche, der Streaming-Nutzung und den aktivierten Funktionen abhängig.

¹⁶ Basierend auf internen Daten von Sonova. Kontaktieren Sie claims@sonova.com, wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind.

Das Phonak EON Portfolio





Phonak Audéo™ EON Sphere



Technologiestufen:
90, 70, 50

Kleiner denn je. Unglaublich leistungsstark.

Highlights:

- Audéo Sphere ist jetzt 25 % kleiner und 20 % leichter* und kombiniert ultimativen Komfort und Diskretion mit unserer besten Hörleistung.
- Spheric Speech Clarity 3.0: Ermöglicht klare Sprache aus jeder Richtung mit einer beeindruckenden Verbesserung des Signal-Rausch-Abstands (SNR) um 10 dB in komplexen Gruppengesprächen¹⁷.
- Erhöhte Zugänglichkeit für bahnbrechende Störgeräuschreduktion: Spheric Speech Clarity ist jetzt in der Technologiestufe 50 erhältlich, um die anspruchsvollsten Anforderungen an das Sprachverstehen im Störgeräusch für mehr Kunden zu erfüllen.
- AutoSense OS AI 8.0 bietet eine verbesserte Signalverarbeitung für eine nuanciertere Aktivierung von Spheric Speech Clarity 3.0 und ein natürlicheres Hörerlebnis^{**18}.
- WindBlock 2.0 reduziert Windgeräusche um bis zu 50 dB und verbessert den Signal-Rausch-Abstand (SNR) um bis zu 30 dB^{***19}.
- Auracast™ Broadcast Audio ermöglicht das Empfangen von Übertragungen bis zu einer Reichweite von 211 Metern.
- Phonak Made for All-Konnektivität
- Kompatibel mit den patentierten EasyGuard™ Domes von Phonak für reduzierten Wartungsaufwand.
- Mit bis zu 38 Stunden Akku-Laufzeit sorgt Audéo Sphere dafür, dass Ihre Kunden ihren Alltag mit Selbstvertrauen meistern können****.

Farben:



P1
Sand
Beige



P3
Sandelholz



P4
Kastanie



P5
Champagner



P6
Silber-
grau



P7
Graphit-
grau



P8
Samt-
schwarz



8A
Sienna
Red

Neu

Kompatible Ladegeräte:

- Charger RIC E: Kompaktes Ladegerät mit magnetischem Deckel und Gerätehalterung
- ChargerGo RIC I E: Integrierter Akku für das Hören unterwegs



Charger RIC E



ChargerGo RIC I E



* Im Vergleich zur vorherigen Generation

** In Sprache-im-Störgeräusch-Situationen, im Vergleich zur vorherigen Generation

*** Im Vergleich zu WindBlock 2.0 aus

**** Die maximale Akku-Laufzeit ist vom Zustand des Akkus, dem Hörverlust, der Klassifikation der Umgebungsgeräusche, der Streaming-Nutzung und den aktivierten Funktionen abhängig.

¹⁷ Ulloa Sanchez et al. (2026), op. cit.

¹⁸ Preuss, M. & Müller, S. (2026). AutoSense OS™ AI 8.0 provides a more natural listening experience for speech in loud noise. Phonak Insight retrieved from www.phonak.com/evidence

¹⁹ Lindeman, A. & Brunner, J. (2026). Enhancing outdoor communication: WindBlock 2.0 reduces wind noise by up to 50 dB. Phonak Insight, retrieved from www.phonak.com/evidence

Phonak Audéo™ EON R & Phonak CROS EON R



Finden Sie noch heute die passende Lösung für Ihre Kunden. Besuchen Sie unsere Portfolio-Seite, um mehr zu erfahren.

Nahtlose Klarheit und Verbindung

Highlights:

- AutoSense OS AI 8.0 bietet eine verbesserte Signalverarbeitung für eine nuanciertere Aktivierung von StereoZoom 2.0 und ein natürlicheres Hörerlebnis*²⁰.
- WindBlock 2.0 reduziert Windgeräusche um bis zu 50 dB und verbessert den Signal-Rausch-Abstand (SNR) um bis zu 30 dB für klarere Sprache²¹.
- Auracast™ Broadcast Audio ermöglicht das Empfangen von Übertragungen bis zu einer Reichweite von 211 Metern.
- Phonak Made for All-Konnektivität
- Kompatibel mit den patentierten EasyGuard™ Domes von Phonak für reduzierten Wartungsaufwand
- Mit bis zu 38 Stunden Akkulaufzeit sorgt Audéo EON R dafür, dass Ihre Kunden ihren Alltag mit Selbstvertrauen meistern können**.

CROS Highlights:

- Leitet den Schall von der nicht versorgbaren Seite zum besseren Ohr um
- Speziell für die Verwendung mit Audéo EON R entwickelt
- Neu: Bis zu 20 Stunden CROS Akkulaufzeit**

Farben:



P1
Sand
Beige



P3
Sandelholz



P4
Kastanie



P5
Champagner



P6
Silber-
grau



P7
Graphit-
grau



P8
Samt-
schwarz



8A
Sienna
Red

Neu

Kompatible Ladegeräte:

- Charger RIC E: Kompaktes Ladegerät mit magnetischem Deckel und Gerätehalterung
- ChargerGo RIC I E: Integrierter Akku für das Hören unterwegs



Charger RIC E




ChargerGo RIC I E



- * In Sprache-im-Störgeräusch-Situationen, verglichen mit der vorherigen Generation
- ** Die maximale Akkulaufzeit ist vom Zustand des Akkus, dem Hörverlust, der Klassifikation der Umgebungsgeräusche, der Streaming-Nutzung und den aktivierten Funktionen abhängig.
- ²⁰ Preuss, M. & Müller, S. (2026), op. cit.
- ²¹ Lindeman, A. & Brunner, J. (2026), op. cit.

Neu in der myPhonak App





Vereinfachtes Streaming, Support und Steuerung

- **Vereinfachtes Nutzungserlebnis:** klarere, intuitivere Benutzeroberfläche – so können Ihre Kunden Einstellungen anpassen und ihre Hörgeräte mit weniger Schritten verwalten.
- **myPhonak Junior 2.1:** Speziell für Jugendliche und Familien entwickelt. Ob es Eltern unterstützt, die mit ihrem Baby eine Hörreise beginnen, oder Jugendliche, die selbst entscheiden, wie sie in komplexen Hörumgebungen hören wollen, myPhonak Junior hat für jeden etwas zu bieten.

In der myPhonak App ist auch die Funktion „Meine Hörgeräte finden“ verfügbar, die Ihren Kunden hilft, ihre Geräte leicht zu lokalisieren und das Verlustrisiko zu verringern – für mehr Sicherheit und ein beruhigendes Gefühl.

Auracast™ QR-Scanner für Broadcast Audio: Ihre Kunden können sich sekundenschnell der Audioübertragung eines Veranstaltungsortes anschließen, indem sie einen QR-Code in der myPhonak App scannen, um den direkten Ton für Führungen, Ankündigungen und Aufführungen in Theatern, Fitnessstudios und Museen zu hören.



Maximieren Sie Ihr Hörpotenzial mit Roger On™

Roger On ist ein intelligentes Mikrofon für die kabellose Übertragung von Sprache direkt an die Hörgeräte. Es wirkt wie ein drittes Ohr und bietet im lauten Störgeräusch und über Distanz einen zusätzlichen Schub.*²²

- Verbindung zu Phonak Hörgeräten mit einem Klick dank RogerDirect™
- Signifikante Verbesserung von SNR und Sprachverständlichkeit im Störgeräusch und über Distanz²²

Die aktuellsten Updates zu Roger On finden Sie unter phonak.com/roger.

* Im Vergleich zu Hörgeräten allein

²² Thibodeau L. M. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404–411



Target & PhonakPro Check

Sichere Anpassungen und proaktive Gerätepflege

Unterstützen Sie Ihr Fachgeschäft mit speziellen Tools, die auf verschiedene Aspekte der Hörversorgung zugeschnitten sind. Target konzentriert sich auf die präzise Anpassetechnologie, während PhonakPro Check die laufende Geräteverwaltung und die Kundenbindung unterstützt.

Target 12.0

- Ein neuer Schritt in der Anpass-Autorisierung schützt Kundenanpassungen, indem sichergestellt wird, dass nur Hörakustiker Anpassdaten ändern können
- Der Rückkopplungstest 2.1 verbessert die Erstanpassung, indem er bei Bedarf automatisch bis zu 6 dB Spielraum hinzufügt. So können Sie die vorgegebene Verstärkung zuverlässiger erreichen und die Sprachverständlichkeit vom ersten Tag an unterstützen
- Unterstützt die Anpassformel NAL-NL3
- Klarere Berichte und flexible Opt-In-/Opt-Out-Steuerungen für die Verwaltung von Kundendaten

Mit Target 12.0 haben Sie die Werkzeuge an der Hand, um präzise, sichere Anpassungen vorzunehmen, die Ihre Kunden vom ersten Tag an unterstützen.

Bei Phonak sehen wir Technologie als ein Mittel zu Lebensqualität, und nicht als deren Mittelpunkt.

Seit 1947 bieten wir fortschrittliche Hörtechnologie an, um Menschen dabei zu helfen, mit dem verbunden zu bleiben, was ihnen am wichtigsten ist: die Menschen, Momente und Erfahrungen, die unser Leben prägen.

Heute vereinen wir Schweizer Spitzentechnik, ein nahtloses, vernetztes Hörerlebnis und ein durchdachtes Design für Hörlösungen, die überall im Leben stattfinden.

So bleiben Sie selbstbewusst, verbunden und mit dabei.

Life is on.
Phonak is made for it.

phonak.com



028-2911-01/V100/2026-07/NLG © 2026 Sonova AG All rights reserved