

# **Technische Übersicht.**Die Phonak Hörsysteme im Detail


Stand Oktober 2025



#### Phonak Produktportfolio







ŀ	honak lerra	
M	SP	UP

R	Rechargeable (Akku)
Fit	Fitnesstracker (Akku)
312	.312er Batterie
312 NW 0	non-wireless Omni (312er Batterie)
10 NW 0	non-wireless Omni (10er Batterie)
Titanium	. 10er Batterie
M	.312er Batterie
PR	Power Rechargeable (Akku)
SP	Super Power (13er Batterie)
UP	Ultra Power (675er Batterie)

Alle verfügbaren Geräte inkl. weiterhin verfügbarer Vorgängermodelle finden Sie in unserer Preisliste und im Phonak Store.

## Phonak Gehäuse und Optionen

	Phonak	Audéo™ I	Phonak Naída™ L					
Modell	R	Sphere	PR	SP	UP			
Batterietyp	Akku	Akku	Akku	13	675			
Multifunktionstaster	•	•	•	•	•			
Direkte Konnektivität	•	•	•	•	•			
Telefonspule				•	•			
Roger	•	•	•	•	•			
CROS I/L Kompatibilität	•		•					
Max. Verstärkung (dB) und Max.	S Re	ceiver	HE11 680	HE11 680	HE11 680			
Ausgangsschalldruck (dB SPL)	47 /	112	68 / 130	75 / 133	78 / 134			
2 cm <sup>3</sup> Kuppler	M Re	ceiver	SlimTube 4.0	HE11	HE11			
	51 /	114	69 / 129	81 / 139	84 / 141			
	MAV R	leceiver						
	50 /	119						
	P Rec	ceiver						
	59 /	122						

	Phonak Slim™ L	F	L					
Modell	Slim	R	RT	312				
Batterietyp	Akku	Akku	Akku	312				
Multifunktionstaster	•	•	•	•				
Direkte Konnektivität	•	•	•	•				
Telefonspule			•					
Roger	•	•	•	•				
CROS L Kompatibilität		•						
Max. Verstärkung (dB) und Max.	S Receiver	eiver S Receiver						
Ausgangsschalldruck (dB SPL)	47 / 111		47 / 111					
2 cm <sup>3</sup> Kuppler	M Receiver		M Receiver					
	51 / 114		51 / 114					
	MAV Receiver	MAV R	eceiver	-				
	50 / 119	50 /	119	-				
	P Receiver		P Receiver					
	59 / 122		59 / 122					
	-		UP Receiver					
	_		71 / 132					

UP Receiver 71 / 132

	Phonak Virto™ I								
Modell	Titanium	10 NW 0	R						
Batterietyp	10	10	Akku						
Max. Verstärkung (dB) und Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) 2 cm <sup>3</sup> Kuppler	M (40/109) P (50/115) SP (60/119)	M (40/109) P (50/115) SP (60/119)	M (40/109) P (50/115) SP (60/119)						
Mikrofon-Technologie	Omni	Direktional							
Direkte Konnektivität			•						
Roger	Roger NeckLoop <sup>2</sup>	Roger NeckLoop <sup>2</sup>	•						
Telefonspule	Optional	Optional							
Bedienelemente: Taster Lautstärkesteller	Auf Batteriefach Nein	Auf Batteriefach Nein	Auf Faceplate Nein						

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nur für Sensor cShell erhältlich

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Telefonspule erforderlich

## Phonak Gehäuse und Optionen

	Phonak Terra™+ / Terra™					Phonak Sky™ L				
Modell	RIC-R	RIC-312	вте-м	BTE-SP	BTE-UP	М	PR	SP	UP	
Batterietyp	Akku	312	312	13	675	312	Akku	13	675	
Multifunktionstaster	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Telefonspule			•	•	•	•		•	•	
Roger			Roger NeckLoop	Roger NeckLoop	Roger NeckLoop	•	•	•	•	
CROS L Kompatibilität							•			
Direkte Konnektivität	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Max. Verstärkung (dB) und Max.	S Receiver		HE11 680	HE 11 680	HE11 680	HE11 680	HE11 680	HE11 680	HE11 680	
Ausgangsschalldruck (dB SPL) 2 cm <sup>3</sup> Kuppler	47 /	111	63 / 128	75 / 133	78 / 134	63 / 128	68 / 130	75 / 133	78 / 134	
		M Receiver		HE11	HE11	SlimTube 4.0	SlimTube 4.0	HE11	HE11	
	51/	114	58 / 122	81 / 139	84 / 141	58 / 122	69 / 129	81 / 139	84 / 141	
	P Red	ceiver								
	69 /	120								
	_	P eiver								
	71 /	132								

### Phonak Charger – Kompatibilitätsübersicht

	Phonak ChargerGo RICSPH I	Phonak ChargerGo RIC I	Phonak Charger RIC I	Phonak Charger Virto I	Phonak Charger Ease	Phonak Slim Charger	Phonak Charger Combi BTE 2*
	075-0057-12	075-0055-12	075-0054-12	075-0075-12	075-0080-10	075-3024-12	075-0065-12
Audéo I-Sphere	•						
Audéo I-R		•	•				
CROS I-R		•	•				
Virto I-R				•			
Terra+ RIC-R					•		
Audéo L-R/RT					•		
CROS L-R					•		
Naída L-PR							•
Sky L-PR							•
Slim L-R						•	
Roger Focus II							•

<sup>\*</sup> Die gleiche Kompatibilität gilt für Phonak Charger Combi BTE (075-0062-XX)

<sup>(071-0003)</sup> Kompatibel mit Phonak Power Pack

## Funktions- und Programmübersicht Infinio

Pro	ogran	nme			190	170	150	130
		<u>%</u>	Ruhige Umgebung		•	•	•	•
		200	Verstehen im Störgeräusch		•	•	•	•
<sub>9</sub> 0	mme	الم الم	Komfort im Störgeräusch		•	•	•	
AutoSense OS 7.06	Automatische Programme	A	Musik		•	•		
Sense	tische	(23)	Verstehen bei Fahrgeräuschen		•	•	•	
Auto	tomat	Spheric	Spheric Speech im lauten Störgeräusch <sup>1</sup>		•	•		
	Ā	(Min of )	Verstehen im lauten Störgeräusch⁴	BVST	•			
			Sprach–Streaming (Medien) und Audio–Streaming (Medien) <sup>4</sup>		•	•	•	•
	ه .	M	Spheric Speech im lauten Störgeräusch <sup>1</sup>		•	•		
	Manuelle Programme	(%) (%)	Verstehen im lauten Störgeräusch <sup>4</sup> – Mehr Sprachverstehen durch enge Fokussierung nach vorne, manuelle Aktivierung	BVST	•	•		
	Ma	(%)	Speech in 360°4 – Ansprechbarkeit, auch von der Seite oder von hinten, automatische Fokussierung	BVST	•	•		
Fu	nktio		automatiscric i unussiciumy		190	170	150	130
		Spheric	Spheric Speech Clarity <sup>1</sup>		•	•		
		() (C) (C)	SpeechSensor <sup>4</sup> - Mehr Sprachverstehen von der Seite und von hinten durch ständiges Screenen der Hörumgebung		•	•1		
ologie		27	Speech Enhancer Optimiert leise Sprache in ruhigen Umgebungen		•			
lechn		(2,0)	StereoZoom 2.04 Mehr Sprachverstehen durch enge Fokussierung nach vorne	BVST	•	•		
eech 1		2,0 24 21	Dynamic Noise Cancellation <sup>4</sup> Unterdrückung räumlicher Störgeräusche, Einstellbar über myPhonak App		•	•		
SmartSpeech Technologie		( <sub>1</sub> ? <sub>1</sub> )	Motion Sensor Hearing <sup>2/4</sup> Ermöglicht in Bewegung eine bessere Wahrnehmung der Umgebung		•	•	•	
Sm		<u>@</u> )	RogerDirect <sup>4</sup>		•	•	•	•
		(i)	UltraZoom⁴		•	•	•	•
		<u>CC</u>	Adaptive Richtmikrofontechnologie  DuoPhone <sup>4</sup> - Binaurales Telefonieren durch Übertragung des	BVST	•	•	•	
		<del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>	Audiosignals auf das andere Hörsystem, automatische Aktivierung  WindBlock		•	•	•	
		(\$\frac{2}{3}\)	Reduzierung von Windgeräuschen  SoundRelax		•	•	•	●5
		(3)	Reduzierung von Impulsgeräuschen  Real Ear Sound <sup>5</sup>		•	•	•	•
		<b>3</b>	Wiederherstellung des räumlichen Höreindrucks  QuickSync⁴		•	•	•	•
		٥٥	Abgleich von Programmwahl und Lautstärkeeinstellung SoundRecover2		•	•	•	•
		<i>S</i>	Mehr Sprachverständlichkeit und Hörbarkeit durch Frequenzkompression WhistleBlock		•	•	•	•
		******	Eliminiert Rückkopplungen  NoiseBlock		•			•
			Reduzierung von störenden Nebengeräuschen  auto Akklimatisierung  Tinnitus Balance Noiser  Gesundheitsfunktionen <sup>3/5</sup>		•	•	•	•
			Direkte Konnektivität <sup>4</sup>		•			
			Ankopplung von Telefon, Fernseher und anderen Audioquellen  Tap Control <sup>2/4</sup>		•	•	•	•
		R	Steuerung von Funktionen per Doppeltipp auf Ohrmuschel		•	•		
			Anzahl der Kanäle		20	20	16	12

## Funktions- und Programmübersicht Lumity und Terra (+)

Progra	amm	ne			L90	L70	L50	L30	Terra+	Terra
	(	ಗ್ಗೆಗ	Ruhige Umgebung		•	•	•	•	•	•
			Verstehen im Störgeräusch		•	•	•	•	•	•
5.0		200	Komfort im Störgeräusch		•	•	•			
AutoSense OS 5.0	1001	A	Musik		•	•				
AutoSense OS	a cuscula	8	Komfort in halligen Situationen		•					
Aut	MIOIII	<b>(23)</b>	Verstehen bei Fahrgeräuschen		•					
	(	(%o)	Verstehen im lauten Störgeräusch	/ST	•					
	Q	PA	Sprach-Streaming (Medien) und Audio-Streaming (Medien)		•	•	•	•	•	•3
elle	mme	) (i)(i)(i)	Verstehen im lauten Störgeräusch – Mehr Sprachverstehen durch enge Fokussierung nach vorne, manuelle Aktivierung	rST	•	•				
Manuelle	Programme	( Š )	Speech in 360° – Ansprechbarkeit, auch von der Seite oder von hinten, automatische und manuelle Fokussierung	/ST	•	•				
Funkt					L90	L70	L50	L30	Terra+	Terra
	(	) <u>©</u> ((	SpeechSensor - Mehr Sprachverstehen von der Seite und von hinten durch ständiges Screenen der Hörumgebung		•					
gie		27	Speech Enhancer Optimiert leise Sprache in ruhigen Umgebungen		•					
hnolo		(R) OC 20	StereoZoom 2.0 Mehr Sprachverstehen durch enge Fokussierung nach vorne	/ST	•	•				
SmartSpeech Technologie		#	Dynamic Noise Cancellation Unterdrückung räumlicher Störgeräusche, Einstellbar über myPhonak App		•	•				
tSpee		( <sub>1</sub> ? <sub>1</sub> )	Motion Sensor Hearing <sup>1</sup> Ermöglicht in Bewegung eine bessere Wahrnehmung der Umgebung		•	•	•			
Smar		<u>@</u>	RogerDirect		•	•	•	•		
		١	<b>UltraZoom</b> Adaptive Richtmikrofontechnologie		•	•	•	•	•	•
	(	BB)	<b>DuoPhone</b> - Binaurales Telefonieren durch Übertragung des Audiosignals auf das andere Hörsystem, automatische Aktivierung	/ST	•	•	•			
			EchoBlock Reduzierung von Echo- und Nachhallgeräuschen		•					
		¥	WindBlock Reduzierung von Windgeräuschen		•	•	•	•		
		41	SoundRelax Reduzierung von Impulsgeräuschen		•	•				
		<b>.</b> ?)	Real Ear Sound Wiederherstellung des räumlichen Höreindrucks		•	•	•			
		<b>3</b>	QuickSync Abgleich von Programmwahl und Lautstärkeeinstellung		•	•	•	•	•	•
		ي م م	SoundRecover2 Mehr Sprachverständlichkeit und Hörbarkeit durch Frequenzkompression		•	•	•	•	•	•5
		<i>Q</i>	WhistleBlock Eliminiert Rückkopplungen		•	•	•	•	•	•
		****	NoiseBlock Reduzierung von störenden Nebengeräuschen		•	•	•	•	•	•
		<u></u>	auto Akklimatisierung Tinnitus Balance Noiser Gesundheitsfunktion	nen²	•	•	•	•	•4	•4
			Direkte Konnektivität Ankopplung von Telefon, Fernseher und anderen Audioquellen		•	•	•	•	•	•6
		(H)	Tap Control <sup>2</sup> Steuerung von Funktionen per Doppeltipp auf Ohrmuschel		•	•				
			Anzahl der Kanäle		20	20	16	12	10	8
									:	

#### Phonak Farbübersicht

	Gehäusefarben	Phonak Audéo I	Phonak Slim L-R	Phonak Audéo L	Phonak Audéo L-R Fit	Phonak Audéo P	Phonak Naida L	Phonak Naída P/M + Bolero M	Phonak Sky L	Phonak Terra+	Phonak Terra	Phonak Vitus+
Beige	НО										•	
Sand Beige	P1	•		•	•	•	•	•	•	•		•
Sandelholz	P3	•*		•		•	•	•	•	•	•	•
Kastanie	P4	•		•	•	•	•	•	•			
Champagner	P5	•		•		•	•	•	•			•
Silbergrau	P6	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Graphitgrau	P7	•		•		•	•	•	•			•
Samtschwarz	P8	•*		•		•	•	•	•			
Alpine White	T7							•				
Electric Green	Q2			•					•			
Carribean Pirate	<b>Q</b> 3			•					•			
Precious Pink	T3			•					•			
Lava Red	M6								•			
Blue Ocean	M7								•			
Majesty Purple	M8								•			
Silber/Schwarz	2A		•									
Graphit/Schwarz	ЗА		•									
Kupfer/Schwarz	4A		•									
Sandelholz/Schwarz	6A		•									

	Hörwinkelfarben	Phonak Sky L/M
Grün	R1	•
Gelb	R2	•
Pink	R3	•
Orange	R4	•
Blau	Q6	•
Violett	<b>Q</b> 7	•
Transparent	13	•

#### Faceplate Farben



22

Hellbraun



Teint





Hellrosa





Schwarz

online konfigurieren und bestellen:

#### Faceplate Farben Titanium



Schwarz





Hellbraun

Hellrosa

#### Schalen Farben









Hellrosa



Braun



Schwarz



Transparent



Rot Transparent



Blau Transparent

#### Schalen Farbe Titanium



Titanium Gray