

Technische Übersicht.

Die Phonak Hörsysteme im Detail

Stand Februar 2026



Phonak Produktportfolio

RIC (Ex-Hörer)				
90 Premium				
Phonak Audéo I90			Phonak Audéo L90	
Infinio	 R  Sphere	Lumity		 312
70 Advanced				
Phonak Audéo I70			Phonak Audéo L70	
Infinio	 R  Sphere	Lumity		 312
50 Standard				
Phonak Audéo I50			Phonak Audéo L50	
Infinio	 R	Lumity	 R  RT  312	
30 Essential				
Phonak Audéo I30			Phonak Audéo L30	
Infinio	 R	Lumity	 R  RT  312	
Low Essential				
Phonak Terra+				
			 R	
Lower Essential				
Phonak Terra+				
				 312
Basic				
Phonak Terra				
				 312

Im-Ohr			
90 Premium			
Phonak Virto I90			
Infinio	 Titanium  10 NW O  R		
70 Advanced			
Phonak Virto I70			
Infinio	 Titanium  10 NW O  R		
50 Standard			
Phonak Virto I50			
Infinio		 10 NW O  R	
30 Essential			
Phonak Virto I30			
Infinio		 10 NW O  R	
Low Essential			
Phonak Virto P30			
	 10 NW O  312 NW O  312		
Lower Essential			
Phonak Terra+			
Basic			
Phonak Terra			

HdO				
90 Premium				
Phonak Naída L90				
Lumity				
	M	PR	SP	UP
	70 Advanced			
	Phonak Naída L70			
Lumity				
	M	PR	SP	UP
	50 Standard			
	Phonak Naída L50			
Lumity				
	M	PR	SP	UP
	30 Essential			
	Phonak Naída L30			
Lumity				
	M	PR	SP	UP
	Low Essential			

Lower Essential			
Phonak Terra+			
			
	M	SP	UP
Basic			
Phonak Terra			
			
	M	SP	UP

Kinder				
90 Premium				
Phonak Sky L90				
Lumity				
	M	PR	SP	UP
	70 Advanced			
	Phonak Sky L70			
Lumity				
	M	PR	SP	UP
	50 Standard			
	Phonak Sky L50			
Lumity				
	M	PR	SP	UP
	30 Essential			
	Phonak Sky L30			
Lumity				
	M	PR	SP	UP

R Rechargeable (Akku) 
 312 312er Batterie
 312 NW O non-wireless Omni (312er Batterie)
 10 NW O non-wireless Omni (10er Batterie)
 Titanium 10er Batterie
 M 312er Batterie
 PR Power Rechargeable (Akku)
 SP Super Power (13er Batterie)
 UP Ultra Power (675er Batterie)

Alle verfügbaren Geräte inkl. weiterhin verfügbarer Vorgängermodelle finden Sie in unserer Preisliste und im Phonak Store.

Phonak Gehäuse und Optionen

	Phonak Audéo™ I		Phonak Audéo™ L		
Modell	R	Sphere	R	RT	312
Batterietyp	Akku	Akku	Akku	Akku	312
Multifunktionstaster	•	•	•	•	•
Direkte Konnektivität	•	•	•	•	•
Telefonspule				•	
Roger	•	•	•	•	•
CROS I/L Kompatibilität	•		•	•	
Max. Verstärkung (dB) und Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) 2 cm³ Kuppler	S Receiver		S Receiver		
	47 / 112		47 / 111		
	M Receiver		M Receiver		
	51 / 114		51 / 114		
	MAV Receiver		MAV Receiver		–
	50 / 119		50 / 119		–
	P Receiver		P Receiver		
	59 / 122		59 / 122		
	UP Receiver		UP Receiver		
	71 / 132		71 / 132		

	Phonak Naída™ L			
Modell	M	PR	SP	UP
Batterietyp	312	Akku	13	675
Multifunktionstaster	•	•	•	•
Direkte Konnektivität	•	•	•	•
Telefonspule	•		•	•
Roger	•	•	•	•
CROS L Kompatibilität		•		
Max. Verstärkung (dB) und Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) 2 cm³ Kuppler	HE11 680	HE11 680	HE11 680	HE11 680
	63 / 128	68 / 130	75 / 133	78 / 134
	SlimTube 4.0	SlimTube 4.0	HE11	HE11
	58 / 122	69 / 129	81 / 139	84 / 141

	Phonak Virto™ I		
Modell	Titanium	10 NW O	R
Batterietyp	10	10	Akku
Max. Verstärkung (dB) und Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) 2 cm³ Kuppler	M (40/109) P (50/115) SP (60/119)	M (40/109) P (50/115) SP (60/119)	M (40/109) P (50/115) SP (60/119) UP (70/127)
Mikrofon-Technologie	Omni	Omni	Direktional
Direkte Konnektivität			•
Roger	Roger NeckLoop ²	Roger NeckLoop ²	•
Telefonspule	Optional	Optional	
Bedienelemente: Taster Lautstärksteller	Auf Batteriefach Nein	Auf Batteriefach Nein	Auf Faceplate Nein

¹ nur für Sensor cShell erhältlich

² Telefonspule erforderlich

Phonak Gehäuse und Optionen

	Phonak Terra™+ / Terra™					Phonak Sky™ L			
Modell	RIC-R	RIC-312	BTE-M	BTE-SP	BTE-UP	M	PR	SP	UP
Batterietyp	Akku	312	312	13	675	312	Akku	13	675
Multifunktionstaster	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Telefonspule			•	•	•	•		•	•
Roger			Roger NeckLoop	Roger NeckLoop	Roger NeckLoop	•	•	•	•
CROS L Kompatibilität							•		
Direkte Konnektivität	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Max. Verstärkung (dB) und Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) 2 cm³ Kuppler	S Receiver		HE11 680	HE 11 680	HE11 680	HE11 680	HE11 680	HE11 680	HE11 680
	47 / 111		63 / 128	75 / 133	78 / 134	63 / 128	68 / 130	75 / 133	78 / 134
	M Receiver		SlimTube 4.0	HE11	HE11	SlimTube 4.0	SlimTube 4.0	HE11	HE11
	51 / 114		58 / 122	81 / 139	84 / 141	58 / 122	69 / 129	81 / 139	84 / 141
	P Receiver								
	69 / 120								
	UP Receiver								
	71 / 132								

Phonak Charger – Kompatibilitätsübersicht

Phonak ChargerGo RICSPH I	Phonak ChargerGo RIC I	Phonak Charger RIC I	Phonak Charger Virto I	Phonak Charger Ease	Phonak Slim Charger	Phonak Charger Combi BTE 2*
						
075-0057-12	075-0055-12	075-0054-12	075-0075-12	075-0080-10	075-3024-12	075-0065-12

Audéo I-Sphere	•					
Audéo I-R		•	•			
CROS I-R		•	•			
Virto I-R				•		
Terra+ RIC-R				•		
Audéo L-R/RT				•		
CROS L-R				•		
Naída L-PR						•
Sky L-PR						•
Slim L-R					•	
Roger Focus II						•

* Die gleiche Kompatibilität gilt für Phonak Charger Combi BTE (075-0062-XX)

 Kompatibel mit Phonak Power Pack (071-0003)

Die Charger-Kompatibilität älterer Geräte finden Sie hier: www.phonak.de/charger

Funktions- und Programmübersicht Infinio

Programme		190	170	150	130
AutoSense OS 7.0 ⁶	Automatische Programme				
	 Ruhige Umgebung	•	•	•	•
	 Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•
	 Komfort im Störgeräusch	•	•	•	
	 Musik	•	•		
	 Verstehen bei Fahrgeräuschen	•	•	•	
	 Spheric Speech im lauten Störgeräusch ¹	•	•		
	 Verstehen im lauten Störgeräusch ⁴ 	•			
Manuelle Programme	 Sprach-Streaming (Medien) und Audio-Streaming (Medien) ⁴	•	•	•	•
	 Spheric Speech im lauten Störgeräusch ¹	•	•		
	 Verstehen im lauten Störgeräusch ⁴ – Mehr Sprachverstehen durch enge Fokussierung nach vorne, manuelle Aktivierung 	•	•		
Manuelle Programme	 Speech in 360° ⁴ – Ansprechbarkeit, auch von der Seite oder von hinten, automatische Fokussierung 	•	•		
Funktionen		190	170	150	130
SmartSpeech Technologie	 Spheric Speech Clarity ¹	•	•		
	 SpeechSensor ⁴ – Mehr Sprachverstehen von der Seite und von hinten durch ständiges Screenen der Hörumgebung	•	• ¹		
	 Speech Enhancer Optimiert leise Sprache in ruhigen Umgebungen	•			
	 StereoZoom 2.0 ⁴  Mehr Sprachverstehen durch enge Fokussierung nach vorne	•	•		
	 Dynamic Noise Cancellation ⁴ Unterdrückung räumlicher Störgeräusche, Einstellbar über myPhonak App	•	•		
	 Motion Sensor Hearing ^{2/4} Ermöglicht in Bewegung eine bessere Wahrnehmung der Umgebung	•	•	•	
	 RogerDirect ⁴	•	•	•	•
	 UltraZoom ⁴ Adaptive Richtmikrofontechnologie	•	•	•	•
	 DuoPhone ⁴ – Binaurales Telefonieren durch Übertragung des Audiosignals auf das andere Hörsystem, automatische Aktivierung 	•	•	•	
	 WindBlock Reduzierung von Windgeräuschen	•	•	•	•
	 SoundRelax Reduzierung von Impulsgeräuschen	•	•	•	• ⁵
	 Real Ear Sound ⁵ Wiederherstellung des räumlichen Höreindrucks	•	•	•	•
	 QuickSync ⁴ Abgleich von Programmwahl und Lautstärkeinstellung	•	•	•	•
	 SoundRecover2 Mehr Sprachverständlichkeit und Hörbarkeit durch Frequenzkompression	•	•	•	•
	 WhistleBlock Eliminiert Rückkopplungen	•	•	•	•
	 NoiseBlock Reduzierung von störenden Nebengeräuschen	•	•	•	•
	 auto Akklimatisierung  Tinnitus Balance Noiser  Gesundheitsfunktionen ^{3/5}	•	•	•	•
	 Direkte Konnektivität ⁴ Ankopplung von Telefon, Fernseher und anderen Audioquellen	•	•	•	•
	 Tap Control ^{2/4} Steuerung von Funktionen per Doppeltipp auf Ohrmuschel	•	•		
	Anzahl der Kanäle	20	20	16	12

Funktions- und Programmübersicht Lumity und Terra (+)

Programme			L90	L70	L50	L30	Terra+	Terra
AutoSense OS 5.0	Automatische Programme	Ruhige Umgebung	•	•	•	•	•	•
		Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•	•	•
		Komfort im Störgeräusch	•	•	•			
		Musik	•	•				
		Komfort in halligen Situationen	•					
		Verstehen bei Fahrgeräuschen	•					
		Verstehen im lauten Störgeräusch	•					
		Sprach-Streaming (Medien) und Audio-Streaming (Medien)	•	•	•	•	•	• ³
Manuelle Programme	Verstehen im lauten Störgeräusch – Mehr Sprachverstehen durch enge Fokussierung nach vorne, manuelle Aktivierung	•	•					
	Speech in 360° – Ansprechbarkeit, auch von der Seite oder von hinten, automatische und manuelle Fokussierung	•	•					
Funktionen			L90	L70	L50	L30	Terra+	Terra
SmartSpeech Technologie	SpeechSensor – Mehr Sprachverstehen von der Seite und von hinten durch ständiges Screenen der Hörumgebung	•						
	Speech Enhancer Optimiert leise Sprache in ruhigen Umgebungen	•						
	StereoZoom 2.0 Mehr Sprachverstehen durch enge Fokussierung nach vorne	•	•					
	Dynamic Noise Cancellation Unterdrückung räumlicher Störgeräusche, Einstellbar über myPhonak App	•	•					
	Motion Sensor Hearing¹ Ermöglicht in Bewegung eine bessere Wahrnehmung der Umgebung	•	•	•				
	RogerDirect	•	•	•	•			
	UltraZoom Adaptive Richtmikrofontechnologie	•	•	•	•	•	•	
	DuoPhone – Binaurales Telefonieren durch Übertragung des Audiosignals auf das andere Hörsystem, automatische Aktivierung	•	•	•				
	EchoBlock Reduzierung von Echo- und Nachhallgeräuschen	•						
	WindBlock Reduzierung von Windgeräuschen	•	•	•	•			
	SoundRelax Reduzierung von Impulsgeräuschen	•	•					
	Real Ear Sound Wiederherstellung des räumlichen Höreindrucks	•	•	•				
	QuickSync Abgleich von Programmwahl und Lautstärkeeinstellung	•	•	•	•	•	•	
	SoundRecover2 Mehr Sprachverständlichkeit und Hörbarkeit durch Frequenzkompression	•	•	•	•	•	• ⁵	
	WhistleBlock Eliminiert Rückkopplungen	•	•	•	•	•	•	
NoiseBlock Reduzierung von störenden Nebengeräuschen	•	•	•	•	•	•		
auto Akklimatisierung Tinnitus Balance Noiser Gesundheitsfunktionen²	•	•	•	•	• ⁴	• ⁴		
Direkte Konnektivität Ankopplung von Telefon, Fernseher und anderen Audioquellen	•	•	•	•	•	• ⁶		
Tap Control² Steuerung von Funktionen per Doppeltipp auf Ohrmuschel	•	•						
Anzahl der Kanäle			20	20	16	12	10	8

Binaurale VoiceStream Technologie

¹ Nur für wiederaufladbare Modelle verfügbar

² nicht für Naída L-M/-SP/-UP, Sky L verfügbar

³ nur Sprach-Streaming (Medien)

⁴ nur auto Akklimatisierung

⁵ SoundRecover

⁶ Terra nicht mit Phonak Wireless Communication Portfolio kompatibel

Phonak Farbübersicht

	Gehäusefarben	Phonak Audéo I	Phonak Slim L-R	Phonak Audéo L	Phonak Audéo L-R Fit	Phonak Audéo P	Phonak Naída L	Phonak Naída P/M + Bolero M	Phonak Sky L	Phonak Terra+	Phonak Terra
Beige	H0										•
Sand Beige	P1	•		•	•	•	•	•	•	•	
Sandelholz	P3	•		•		•	•	•	•	•	•
Kastanie	P4	•		•	•	•	•	•	•		
Champagner	P5	•		•		•	•	•	•		
Silbergrau	P6	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Graphitgrau	P7	•		•		•	•	•	•		
Samtschwarz	P8	•		•		•	•	•	•	•	•
Alpine White	T7							•			
Electric Green	Q2			•					•		
Carribean Pirate	Q3			•					•		
Precious Pink	T3			•					•		
Lava Red	M6								•		
Blue Ocean	M7								•		
Majesty Purple	M8								•		
Silber/Schwarz	2A		•								
Graphit/Schwarz	3A		•								
Kupfer/Schwarz	4A		•								
Sandelholz/Schwarz	6A		•								

	Hörwinkelfarben	Phonak Sky L/M
Grün	R1	•
Gelb	R2	•
Pink	R3	•
Orange	R4	•
Blau	Q6	•
Violett	Q7	•
Transparent	13	•

Faceplate Farben



Im-Ohr Hörsysteme
online konfigurieren
und bestellen:
www.phonak.de/ido

Faceplate Farben Titanium



Schalen Farben



Schalen Farbe Titanium

